

PIPETTES GRADUÉES CLASSE AS

Pipettes jaugées classe AS - 1 trait
pipettes jaugées 1 trait : écoulement total



VERRE
sodocalcique

Classe AS
1 trait

graduations
émaillées bleues

- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- code couleur pour un repérage aisé des capacités






VERRE
sodocalcique

Classe AS
1 trait

graduations
ambrées/bleues

- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- logo gravé "H" : conformité, numéro de lot et année de production
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous



capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	±0,008 ml	TK1140	
2 ml	±0,010 ml	TK1141	
3 ml	±0,010 ml	TK1142 *	
4 ml	±0,015 ml	TK1143 *	
5 ml	±0,015 ml	TK1144	
6 ml	±0,015 ml	TK1145 *	
7 ml	±0,020 ml	TK1146 *	
8 ml	±0,020 ml	TK1147 *	
9 ml	±0,020 ml	TK1148 *	
10 ml	±0,020 ml	TK1149	
11 ml	±0,030 ml	TK1150	
15 ml	±0,030 ml	TK1151 *	
20 ml	±0,030 ml	TK1152	
25 ml	±0,030 ml	TK1153	
30 ml	±0,050 ml	TK1154 *	
40 ml	±0,050 ml	TK1155 *	
50 ml	±0,050 ml	TK1156	
75 ml	±0,080 ml	TK1157 *	
100 ml	±0,080 ml	TK1158	
200 ml	±0,100 ml	TK1159 *	

* Non conformes à la norme ISO 648.

capacité	long.	tolérance	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			grad. ambrées		grad. bleues		grad. ambrées certifi- cat de conformité	
0,5 ml	300 mm	±0,005 ml	HL3729		HL3829		-	
1 ml	325 mm	±0,008 ml	HL3733		HL3833		-	
1,5 ml*	350 mm	±0,010 ml	HL3739		-		HL3739CE	
2 ml	350 mm	±0,010 ml	HL3740		HL3840		-	
2,5 ml*	350 mm	±0,010 ml	HL3745		HL3845		HL3745CE	
3 ml*	350 mm	±0,010 ml	HL3748		HL3848		-	
4 ml*	410 mm	±0,015 ml	HL3750		-		-	
5 ml	410 mm	±0,015 ml	HL3755		HL3855		HL3755CE	
6 ml*	410 mm	±0,015 ml	HL3756		-		-	
7 ml*	410 mm	±0,015 ml	HL3757		-		-	
8 ml*	450 mm	±0,020 ml	HL3758		-		-	
9 ml*	450 mm	±0,020 ml	HL3759		-		-	
10 ml	450 mm	±0,020 ml	HL3760		HL3860		HL3760CE	
15 ml*	520 mm	±0,030 ml	HL3764		HL3864		HL3764CE	
20 ml	520 mm	±0,030 ml	HL3765		HL3865		HL3765CE	
25 ml	530 mm	±0,030 ml	HL3770		HL3870		HL3770CE	
30 ml*	530 mm	±0,030 ml	HL3773		-		HL3773CE	
40 ml*	550 mm	±0,050 ml	HL3774		HL3874		-	
50 ml	550 mm	±0,050 ml	HL3775		HL3875		HL3775CE	
100 ml	600 mm	±0,080 ml	HL3780		HL3880		HL3780CE	

* Plus précis que la norme ISO 648.


Pipettes jaugées classe AS - 1 trait
écoulement total
Pipette jaugée à bulbe



VERRE
sodocalcique

Classe AS
1 trait

graduations
émaillées bleues



- certifiées conformes à la norme ISO 648 (sauf *)
- code couleur pour un repérage aisé des capacités
- possibilité de commander un certificat de conformité

capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	± 0,008 ml	TK1200	
2 ml	± 0,010 ml	TK1201	
3 ml	± 0,010 ml	TK1202 *	
4 ml	± 0,015 ml	TK1203 *	
5 ml	± 0,015 ml	TK1204	
6 ml	± 0,015 ml	TK1205 *	
7 ml	± 0,020 ml	TK1206 *	
8 ml	± 0,020 ml	TK1207 *	
9 ml	± 0,020 ml	TK1208 *	
10 ml	± 0,020 ml	TK1209	
15 ml	± 0,030 ml	TK1210 *	
20 ml	± 0,030 ml	TK1211	
25 ml	± 0,030 ml	TK1212	
30 ml	± 0,050 ml	TK1213 *	
40 ml	± 0,050 ml	TK1214 *	
50 ml	± 0,050 ml	TK1215	
75 ml	± 0,080 ml	TK1216 *	
100 ml	± 0,080 ml	TK1217	
200 ml	± 0,100 ml	TK1218 *	