

Groupe de pompage chimique
avec régulateur de vide
PC3012 Vario select

- ▶ régulateur de vide électronique
avec affichage digital
- ▶ adaptation automatique du
vide à chaque processus
- interface graphique tactile avec
procédés prédéfinis et personnal-
isables
- pompe à membrane sans huile,
adaptée aux gaz et vapeurs agres-
sifs
- bon vide limite, même avec lest d'air



Débit maximale 50 Hz : 14,3 m³/h	
vide limite absolu / avec lest d'air	1,5 mbar / 3 mbar
nombre de cylindres / nombre d'étages	8 / 3
raccords	aspiration embout DN 15 mm
	refoulement embout DN 8-10 mm
	de condenseur 2x embouts DN 6-8 mm
moteur	0,53 kW / IP40
dimensions (lpxh) / poids	616 x 387 x 450 mm / 29,7 kg
alimentation	230 V - 50/60 Hz
Pompe à vide	VB2190