

POMPES PÉRISTALTIQUES

Pompe péristaltique compacte monocanal, 300 RPM

- boîtier en acier inox
- écran OLED, molette de commande numérique
- moteur pas à pas à boucle fermée
- pompes silencieuses
- interfaces RS232 / RS485
- alimentation : 230 V
- protection : IP31
- livrée avec 1 tête de pompe 1 canal (**attention : préciser le Ø int. du tuyau à la commande**)



débit	0,0033-365,69 ml/min- 1 canal
vitesse	0,1 à 300 tr/min (résolution 0,1 tr/min)
tuyaux Ø interne	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm
recommandés épaisseur paroi	1,6 / 2,4 mm
dimensions (lxpxh) / poids	217,1 x 132,5 x 128,5 mm / 2,92 kg
Pompes péristaltiques	SH1500 1

tableau des débits		
pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
pompe 1 canal		
0,8 mm	1,6 mm	0,0033-11,55 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,0156-54,60 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,0286-100,10 ml/min
3,1 mm	1,6 mm	0,0477-166,95 ml/min
4,8 mm	2,4 mm	0,0933-326,55 ml/min

Pompes péristaltiques compactes et polyvalentes 1 canal 0 à 930 ml/min - 2 canaux 0 à 108 ml/min

- écran OLED
- molette numérique pour réglage de la vitesse
- fonction mémoire si coupure de courant
- pompes silencieuses
- boîtier en plastique ABS anti-corrosion et anti-statique
- tête de pompe à 3 galets
- protection : IP31
- interfaces USB et RS485
- alimentation : 230 V
- livrée avec 1 tête de pompe (**attention : préciser le Ø int. du tuyau à la commande**)



1



2



3

tableau des débits		
pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
pompe 1 canal		
0,8 mm	1,6 mm	0,0033-11,55 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,0156-54,60 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,0286-100,10 ml/min
3,1 mm	1,6 mm	0,0477-166,95 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,0933-326,55 ml/min
6,4 mm	1,6 mm	0,08 - 930 ml/min
pompe 2 canaux		
1,0 mm	1,0 mm	0,005-108 ml/min
2,0 mm	1,0 mm	
2,5 mm	1,0 mm	
3,0 mm	1,0 mm	

débit	0,0033-326,55 ml/min- 1 canal	0,08 à 930 ml/min - 1 canal	0,0024 à 190 ml/min - 1 canal	0,005 à 108 ml/min - 2 canaux
vitesse	0,1 à 350,0 tr/min (résolution 0,1 tr/min)			
tuyaux Ø interne	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm	Ø3,1 - Ø4,8 - Ø6,4 mm	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm	Ø1,0 - Ø2,0 - Ø2,5 - Ø3,0 mm
recommandés épaisseur paroi	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1 mm
dimensions (lxpxh) / poids	180 x 115 x h125 mm / 1100 g	180 x 115 x h125 mm / 800 g	180x115x125mm / 800 g	180 x 115 x 125 mm / 800 g
Pompes péristaltiques	SH1520 1	SH1521 2	SH1522 3	SH1523