

POMPES PÉRISTALTIQUES

Pompe péristaltique compacte monocanal - 0 à 326 ml/min

- boîtier en acier inox
- écran LCD, commande par clavier mécanique, interface menu, bouton rotatif numérique
- fonction de mémoire
- silencieuse
- interfaces RS485
- alimentation : 230 V
- protection : IP31
- livrée avec 1 tête de pompe 1 canal (**attention : préciser le Ø int. du tuyau à la commande**)



tableau des débits		
pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
pompe 1 canal		
0,8 mm	1,6 mm	0,0033-11,55 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,0156-54,60 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,0286-100,10 ml/min
3,2 mm	1,6 mm	0,0477-166,95 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,0933-326,55 ml/min

débit	0,0033-326,55 ml/min- 1 canal	
vitesse	0,1 à 350 tr/min (résolution 0,1 tr/min)	
tuyaux	Ø interne	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm
recommandés	épaisseur paroi	1,6 / 2,4 mm
dimensions (lxpxh) / poids	188 x 128 x 135 mm / 1,1 kg	
Pompes péristaltiques	SH1540	

Pompe péristaltique compacte monocanal - 0 à 64 ml/min

- écran OLED : affichage de la vitesse
- tête de pompe à 3 galets
- silencieuse
- interfaces USB et RS485
- alimentation : 230 V
- boîtier en ABS anti-corrosion et antistatique
- protection : IP31
- livrée avec 1 tête de pompe 1 canal (**attention : préciser le Ø int. du tuyau à la commande**)



tableau des débits		
pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
1,0 mm	1,0 mm	0,004 à 6,38 ml/min
2,0 mm	1,0 mm	0,014 à 21,45 ml/min
3,0 mm	1,0 mm	0,031 à 47,26 ml/min
4,0 mm	1,0 mm	0,042 à 63,96 ml/min

débit	0,004 à 63,96 ml/min	
vitesse	0,1 à 150,0 tr/min (résolution 0,1 tr/min)	
tuyaux	Ø interne	Ø1,0 - Ø2,0 - Ø3,0 - Ø4,0 mm
recommandés	épaisseur paroi	1,0 mm
dimensions (lxpxh) / poids	180 x 115 x h125 mm / 0,8 kg	
Pompe péristaltique 1 canal	SH1010	