

# POMPES PÉRISTALTIQUES

## Pompes péristaltiques à débit 0 à 65 ml/min, 0,1 à 150 RPM

- 0,1 à 150 RPM
- écran LCD couleur 4,3 pouces
- fonction de minuterie
- interfaces RS232 et RS485
- 4 modes de fonctionnement : volume fixe, distribution par volume, distribution par vitesse, démarrage/arrêt temporisé
- fonction d'étalonnage intelligente
- fonction de micro-ajustement en ligne
- boîtier en ABS anti-corrosion et antistatique

- têtes de pompe disponibles de 1 à 12 canaux, avec 6 ou 10 gallets selon le modèle
- alimentation : 230 V
- dimensions : 259 x 157 x 237 mm / 4,4 kg
- **préciser le Ø int. du tuyau à la commande**
- **kit de fixation inclus**
- **livré avec le nombre de têtes demandés**



canaux	pour tuyau		débit (selon le modèle de pompe)		10 gallets	6 gallets
	Ø interne	paroi	10 gallets, 0,1 à 150 tr/min	6 gallets, 0,1 à 150 tr/min		
1	0,13 - 3 mm	0,8 - 1 mm	0,0002 - 48 ml/min	0,0002 - 65 ml/min	SH3210	SH3220
2					SH3211	SH3221
3					SH3212	SH3222
4					SH3213	SH3223
5					SH3214	SH3224
6					SH3215	SH3225
8					SH3216	SH3226
10					SH3217	SH3227
12					SH3218	SH3228