

POMPES PÉRISTALTIQUES

Pompes péristaltiques à débit

- écran 4,3" LCD couleur tactile
- clavier mécanique
- interfaces RS232 et RS485
- 4 modes de fonctionnement : volume fixe, distribution par volume, distribution par vitesse, démarrage/arrêt temporisé
- fonction d'étalonnage intelligente
- fonction de micro-ajustement
- boîtier en ABS anti-corrosion et antistatique
- moteur pas-à-pas en boucle fermée
- alimentation : 230 V
- dimensions : 259 x 157 x 237 mm / 4,4 kg
- **préciser le Ø int. du tuyau à la commande**
- **kit de fixation inclus**
- **livré avec le nombre de têtes demandés**



tableau des débits		
pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
pompe 1 canal		
0,8 mm	1,6 mm	0,0053-19 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,027-95 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,055-193 ml/min
3,2 mm	1,6 mm	0,0933-327 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,1967-688 ml/min
6,4 mm	1,6 mm	0,3333-1167 ml/min
7,9 mm	1,6 mm	0,43-1505 ml/min
4,8 mm	2,4 mm	0,18-630 ml/min
6,4 mm	2,4 mm	0,2733-957 ml/min
7,9 mm	2,4 mm	0,3833-1342 ml/min
9,6 mm	2,4 mm	0,5167-1808 ml/min
pompe 2 canaux		
0,8 mm	1,6 mm	0,0053-19 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,027-95 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,055-193 ml/min
3,2 mm	1,6 mm	0,0933-327 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,1967-688 ml/min

débit (ml/min)	pression	Vitesse (tr/min)	Têtes compactes et polyvalentes		tête de pompe	1 tête	2 têtes	3 têtes	4 têtes	Prix HT
			tuyaux recommandés Ø interne	épaisseur paroi						
0 à 775 ml/min, 0,1 à 150 RPM										
0,0053 – 1180 ml/min	non [1]	0,1 – 150 tr/min	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm	monocanal	SH3050	SH3056	SH3062	SH3068	
0,18 – 2580 ml/min			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm		SH3051	SH3057	SH3063	SH3069	
0,0053 – 1180 ml/min	ajustable [2]		Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm		SH3052	SH3058	SH3064	SH3070	
0,18 – 2580 ml/min			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm		SH3053	SH3059	SH3065	SH3071	
0,0053 – 1180 ml/min	non		Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm	1,6 mm		double canal	SH3054	SH3060	SH3066	SH3072
	ajustable		Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm	1,6 mm			SH3055	SH3061	SH3067	SH3073
0 à 1808 ml/min, 0,1 à 350 RPM										
0,0053 – 1180 ml/min	non [1]	0,1 – 150 tr/min	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm	monocanal	SH3074	SH3080	SH3086	SH3092	
0,18 – 2580 ml/min			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm		SH3075	SH3081	SH3087	SH3093	
0,0053 – 1180 ml/min	ajustable [2]		Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm		SH3076	SH3082	SH3088	SH3094	
0,18 – 2580 ml/min			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm		SH3077	SH3083	SH3089	SH3095	
0,0053 – 1180 ml/min	non		Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm	1,6 mm		double canal	SH3078	SH3084	SH3090	SH3096
	ajustable		Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm	1,6 mm			SH3079	SH3085	SH3091	SH3097
0 à 3100 ml/min, 0,1 à 600 RPM										
0,0053 – 1180 ml/min	non [1]	0,1 – 150 tr/min	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm	monocanal	SH3110	SH3116	SH3122	-	
0,18 – 2580 ml/min			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm		SH3111	SH3117	SH3123	-	
0,0053 – 1180 ml/min	ajustable [2]		Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm		SH3112	SH3118	SH3124	-	
0,18 – 2580 ml/min			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm		SH3113	SH3119	SH3125	-	
0,0053 – 1180 ml/min	non		Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm	1,6 mm		double canal	SH3114	SH3120	SH3126	-
	ajustable		Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm	1,6 mm			SH3115	SH3121	SH3127	-