

# POMPES PÉRISTALTIQUES

## Pompes péristaltiques ergonomiques et silencieuses 0 à 65 ml/min, 0,1 à 150 tr/min.

- 0,1 à 150 RPM
- écran numérique LCD couleur
- silencieux
- clavier mécanique
- moteur pas-à-pas en boucle fermée
- fonction de minuterie
- interfaces RS232 et RS485
- boîtier en ABS anti-corrosion et antistatique
- enregistrement automatique des paramètres
- alimentation : 230 V
- dimensions : 259 x 157 x 237 mm / 4,4 kg
- livrées avec le nombre de têtes demandés
- kit de fixation inclus
- préciser le Ø int. du tuyau à la commande



canaux	pour tuyau		10 gallets	6 gallets
	Ø interne	paroi	débit : 0,0002 - 48 ml/min vitesse : 0,1 à 150 tr/min	débit : 0,0002 - 65 ml/min vitesse : 0,1 à 150 tr/min
1	Ø 0,12 - 3 mm	0,8 - 1 mm	SH1860	SH1870
2			SH1861	SH1871
3			SH1862	SH1872
4			SH1863	SH1110
5			SH1864	SH1873
6			SH1865	SH1874
8			SH1866	SH1875
10			SH1867	SH1876
12			SH1868	SH1877