

# POMPES PÉRISTALTIQUES

## Pompes péristaltiques

0 à 3100 ml/min, 0,1 à 600 RPM

- écran numérique LED
- clavier mécanique
- moteur pas-à-pas en boucle fermée
- fonction de minuterie
- interfaces RS232 et RS485
- boîtier en acier inox
- carte électronique revêtue de trois couches de protection anticorrosion : anti-poussière, anti-humidité et antistatique
- protection : IP31
- alimentation : 230 V
- dimensions : 323 x 157 x 237 mm / 4,4 kg
- livrées avec le nombre de têtes demandés
- kit de fixation inclus
- préciser le Ø int. du tuyau à la commande




tableau des débits

pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
<b>pompe 1 canal</b>		
0,8 mm	1,6 mm	0,0053-32 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,027-162 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,055-330 ml/min
3,2 mm	1,6 mm	0,0933-560 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,1967-1180 ml/min
6,4 mm	1,6 mm	0,3333-2000 ml/min
7,9 mm	1,6 mm	0,43-2580 ml/min
4,8 mm	2,4 mm	0,18-1080 ml/min
6,4 mm	2,4 mm	0,2733-1640 ml/min
7,9 mm	2,4 mm	0,3833-2300 ml/min
9,6 mm	2,4 mm	0,5167-3100 ml/min
<b>pompe 2 canaux</b>		
0,8 mm	1,6 mm	0,0053-32 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,027-162 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,055-330 ml/min
3,2 mm	1,6 mm	0,0933-560 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,1967-1180 ml/min

débit	vitesse	ajustable	tuyaux recommandés		tête de pompe	1 tête	2 têtes	3 têtes	Prix HT		
			Ø interne	ép. paroi							
0,0053 – 1180 ml/min	0,1 – 600 tr/min	non [1]	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm	monocanal	SH3230	SH3240	SH3250			
0,18 – 2580 ml/min			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm		SH3231	SH3241	SH3251			
0,0053 – 1180 ml/min		ajustable [2]	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm		SH3232	SH3242	SH3252			
0,18 – 2580 ml/min			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm		SH3233	SH3243	SH3253			
0,0053 – 1180 ml/min		ajustable	non	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 mm		1,6 mm	double canal	SH3234		SH3244	SH3254
			ajustable	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 mm		1,6 mm	SH3235	SH3245		SH3255	