

POMPES PÉRISTALTIQUES

Pompe péristaltique

0 à 6000 ml/min, 0,1 à 600 tr/min

- écran numérique LED
- tête de pompe en PPS,
- moteur pas-à-pas en boucle fermée
- interfaces RS232
- boîtier en acier inox
- carte électronique revêtue de trois couches de protection anticorrosion : anti-poussière, anti-humidité et antistatique
- alimentation : 230 V
- dimensions : 283 x 192 x 274 mm / 7,8 kg
- préciser le Ø int. du tuyau à la commande
- kit de fixation inclus



débit	vitesse	tuyaux recommandés		nombre de tête	référence	Prix HT
		Ø interne	ép. paroi			
0,3 – 6000 ml/min	0,1 – 600 tr/min	Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm	1 tête	SH3260	

Pompes péristaltiques

0,3 à 6000 ml/min, 0,1 à 600 RPM

- écran numérique LED
- tête de pompe en PPS, compactes et polyvalentes
- moteur pas-à-pas en boucle fermée
- interfaces RS232
- boîtier en acier inox
- carte électronique revêtue de trois couches de protection anticorrosion : anti-poussière, anti-humidité et antistatique
- alimentation : 230 V
- dimensions : 283 x 192 x 274 mm / 7,8 kg
- livrées avec le nombre de têtes demandés
- kit de fixation inclus
- préciser le Ø int. du tuyau à la commande



tableau des débits		
Ø interne	paroi	débit
		pompe 1 canal
0,8 mm	1,6 mm	0,0053-32 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,027-162 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,055-330 ml/min
3,2 mm	1,6 mm	0,0933-560 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,1967-1180 ml/min
6,4 mm	1,6 mm	0,3333-2000 ml/min
7,9 mm	1,6 mm	0,43-2580 ml/min
4,8 mm	2,4 mm	0,18-1080 ml/min
6,4 mm	2,4 mm	0,2733-1640 ml/min
7,9 mm	2,4 mm	0,3833-2300 ml/min
9,6 mm	2,4 mm	0,5167-3100 ml/min
pompe 2 canaux		
0,8 mm	1,6 mm	0,0053-32 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,027-162 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,055-330 ml/min
3,2 mm	1,6 mm	0,0933-560 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,1967-1180 ml/min

débit	vitesse	ajustable	tuyaux recommandés		tête de pompe	4 têtes	Prix HT		
			Ø interne	ép. paroi					
0,0053 – 1180 ml/min	0,1 à 600 tr/min	non	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm	monocanal	SH3270			
0,18 – 2580 ml/min			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm		SH3271			
0,0053 – 1180 ml/min		ajustable	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm		SH3272			
0,18 – 2580 ml/min			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm		SH3273			
0,0053 – 1180 ml/min		ajustable	non	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 mm		1,6 mm		double canal	SH3274
			ajustable	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 mm		1,6 mm		SH3275	