

POMPES PÉRISTALTIQUES

Pompes péristaltiques

0 à 1200 ml/min, 0,1 à 600 tr/min

- écran numérique LED
- moteur pas-à-pas en boucle fermée
- interfaces RS232
- boîtier en acier inox
- commande par encodeur rotatif
- carte électronique revêtue de trois couches de protection anticorrosion : anti-poussière, anti-humidité et antistatique
- alimentation : 230 V
- dimensions : 283 x 192 x 274 mm / 7,85 kg
- **livrées avec le nombre de têtes demandés**
- **kit de fixation inclus**
- **préciser le Ø int. du tuyau à la commande**



débit	Vitesse	tuyaux recommandés		matériau tête de pompe	nombre de tête	Référence	Prix HT
		Ø interne	ép. paroi				
0,3 – 6000 ml/min	0,1 – 600 tr/min	Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm	PPS	2 têtes	SH3280	
		Ø3,2 mm	1,6 mm				
1,2 – 1200 ml/min	0,1 – 600 tr/min	Ø9,5 - Ø12,7 mm	3,3 mm	PPS	2 têtes	SH3282	
		Ø9,5 - Ø12,7 mm	3,3 mm				
1,2 – 1200 ml/min	0,1 – 600 tr/min	Ø9,5 - Ø12,7 mm	3,3 mm	aluminium	1 tête	SH3283	
		Ø9,5 - Ø12,7 mm	3,3 mm				
					2 têtes	SH3284	