

POMPES PÉRISTALTIQUES

Pompes péristaltiques intelligentes avec fonction avancées 0,1 à 600 RPM

- têtes compactes et polyvalentes
- écran numérique LCD couleur 4,3 pouces
- clavier mécanique
- moteur pas-à-pas en boucle fermée
- fonction de minuterie
- interfaces RS232 et RS485
- boîtier en acier inox
- 4 modes de fonctionnement : volume fixe, distribution par volume, distribution par vitesse et fonctions de démarrage/arrêt temporisé
- carte électronique avec procédé de revêtement par pulvérisation en trois couches
- alimentation : 220 V
- dimensions : 219,6 x 152 x 211,6 mm / 4,2 kg



- livrées avec le nombre de têtes demandés
- kit de fixation inclus
- préciser le Ø int. du tuyau à la commande

tableau des débits		
pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
pompe 1 canal		
0,8 mm	1,6 mm	0,0053-32 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,027-162 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,055-330 ml/min
3,1 mm	1,6 mm	0,0933-560 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,1967-1180 ml/min
6,4 mm	1,6 mm	0,3333-2000 ml/min
7,9 mm	1,6 mm	0,43-2580 ml/min
4,8 mm	2,4 mm	0,18-1080 ml/min
6,4 mm	2,4 mm	0,2733-1640 ml/min
7,9 mm	2,4 mm	0,3833-2300 ml/min
9,6 mm	2,4 mm	0,5167-3100 ml/min
pompe 2 canaux		
0,8 mm	1,6 mm	0,0053-32 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,027-162 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,055-330 ml/min
3,2 mm	1,6 mm	0,0933-560 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,1967-1180 ml/min

débit	vitesse	ajustable	tuyaux recommandés		tête de pompe	1 tête	2 têtes	3 têtes	4 têtes	Prix HT							
			Ø interne	ép. paroi													
0,0053-3100 ml/min	0,1 – 600 tr/min	non	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm	monocanal	SH3500	SH3510	SH3520	SH3530								
			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm													
		ajustable	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm							SH3501	SH3511	SH3521	SH3531			
			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm													
		non	ajustable	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm							1,6 mm	double canal	SH3504	SH3514	SH3524	SH3534	
				Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm							1,6 mm						

Pompe péristaltique intelligente avec fonction avancées tête de pompe en PPS 0 à 6000 ml/min

- écran numérique LCD couleur 4,3 pouces
- clavier mécanique
- moteur pas-à-pas en boucle fermée
- fonction de minuterie
- interfaces RS232 et RS485
- boîtier en acier inox
- 4 modes de fonctionnement : volume fixe, distribution par volume, distribution par vitesse et fonctions de démarrage/arrêt temporisé
- carte électronique avec procédé de revêtement par pulvérisation en trois couches
- alimentation : 220 V
- dimensions : 283 x 192 x 218 mm / 7,85 kg
- livré avec le nombre de têtes demandés
- kit de fixation inclus
- préciser le Ø int. du tuyau à la commande



tableau des débits		
pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
pompe 1 canal		
#15		30 ml
#24		50 ml
#35		70 ml
#36		100 ml

débit	vitesse	tuyaux recommandés		matériau tête de pompe	nombre de tête	référence	Prix HT
		Ø interne	ép. paroi				
0,3 – 6000 ml/min	0,1 – 600 tr/min	Ø15 - 24 - 35 - 36	-	PPS	1 tête	SH3540	