

# POMPES PÉRISTALTIQUES

## Pompes péristaltiques en inox 0,1-600 tr/min

- écran numérique LCD couleur 4,3 pouces
- clavier mécanique
- moteur pas-à-pas en boucle fermée
- fonction de minuterie
- interfaces RS232 et RS485
- boîtier en acier inox
- 4 modes de fonctionnement : volume fixe, distribution par volume, distribution par vitesse et fonctions de démarrage/arrêt temporisé
- carte électronique avec procédé de revêtement par pulvérisation en trois couches
- alimentation : 220 V
- dimensions : 302 x 222 x 275 mm / 13,14 kg



tableau des débits		
pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
tête de pompe en PPS et alu		
6,4 mm	3,3 mm	6,9 ml/r
9,6 mm	3,3 mm	12,3 ml/r
12,7 mm	3,3 mm	20 ml/r
4,8 mm	2,4 mm	0,3 – 1800 ml/min
6,4 mm	2,4 mm	0,55 – 3300 ml/min
7,9 mm	2,4 mm	0,8 – 4800 ml/min
9,6 mm	2,4 mm	1 – 6000 ml/min

- livrées avec le nombre de têtes demandés
- kit de fixation inclus
- préciser le Ø int. du tuyau à la commande

débit	vitesse	tuyaux recommandés		matériau tête de pompe	nombre de tête	référence	Prix HT
		Ø interne	ép. paroi				
0,69 – 12000 ml/min	0,1 – 600 tr/min	Ø6,4 - Ø9,6 - Ø12,7 mm	3,3 mm	PPS	1 tête	SH3550 1	
		Ø9,6 - Ø12,7 mm			2 têtes		
1,2 – 12000 ml/min	0,1 – 600 tr/min	Ø9,6 - Ø12,7 mm	3,3 mm	aluminium	1 tête	SH3552	
		Ø9,6 - Ø12,7 mm			2 têtes		
0,3 – 6000 ml/min	0,1 – 600 tr/min	Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm	aluminium	2 têtes	SH3554	
		Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm			2 têtes		

## Pompes péristaltiques, contrôle standard débit/vitesse 0,1 à 600 tr/min

- têtes compactes et polyvalentes
- écran numérique LCD couleur 3,2 pouces
- clavier mécanique
- moteur pas-à-pas en boucle fermée
- fonction minuterie
- interfaces RS232 et RS485
- boîtier en acier inox
- alimentation : 220 V
- dimensions : 223 x 152 x 199 mm / 5,06 kg



- livrées avec le nombre de têtes demandés
- kit de fixation inclus
- préciser le Ø int. du tuyau à la commande

tableau des débits		
pour tuyau		débit
Ø interne	paroi	
pompe 1 canal		
0,8 mm	1,6 mm	0,0053-32 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,027-162 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,055-330 ml/min
3,2 mm	1,6 mm	0,0933-560 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,1967-1180 ml/min
6,4 mm	1,6 mm	0,3333-2000 ml/min
7,9 mm	1,6 mm	0,43-2580 ml/min
4,8 mm	2,4 mm	0,18-1080 ml/min
6,4 mm	2,4 mm	0,2733-1640 ml/min
7,9 mm	2,4 mm	0,3833-2300 ml/min
9,6 mm	2,4 mm	0,5167-3100 ml/min
pompe 2 canaux		
0,8 mm	1,6 mm	0,0053-32 ml/min
1,6 mm	1,6 mm	0,027-162 ml/min
2,4 mm	1,6 mm	0,055-330 ml/min
3,2 mm	1,6 mm	0,0933-560 ml/min
4,8 mm	1,6 mm	0,1967-1180 ml/min

débit	vitesse	ajustable	tuyaux recommandés		tête de pompe	1 tête	2 têtes	3 têtes	4 têtes	Prix HT						
			Ø interne	ép. paroi												
0,0053-3100 ml/min	0,1 – 600 tr/min	non	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm	monocanal	SH3560	SH3570	SH3580	SH3590							
			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm							SH3561	SH3571	SH3581	SH3591		
		ajustable	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,2 - Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 mm	1,6 mm							SH3562	SH3572	SH3582	SH3592		
			Ø4,8 - Ø6,4 - Ø7,9 - Ø9,6 mm	2,4 mm							SH3563	SH3573	SH3583	SH3593		
		non	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm	1,6 mm							double canal	SH3564	SH3574	SH3584	SH3594	
			ajustable	Ø0,8 - Ø1,6 - Ø2,4 - Ø3,1 - Ø4,8 mm												