


Systèmes d'aspiration de liquides VACUUBRAND®

- ▶ compacts et silencieux
- ▶ capteur de niveau pour la surveillance électronique du remplissage du flacon, selon modèle

modèle	standard	avec capteur de niveau
capteur de niveau sans contact	-	inclus
clapet anti-retour	-	clapet PVDF
débit max. (50 Hz)	0,7 m³/h	0,7 m³/h
vide limite absolu	100 mbar	100 mbar
vide limite	150 mbar	150 mbar
dimensions / poids	408 x 194 x 500 mm / 7 kg	408 x 194 x 500 mm / 7 kg
Systèmes d'aspiration	VB2530	VB2535 1
accessoires pour poignée d'aspiration		
support pour poignée d'aspiration	VB2501 2	VB2501
adaptateur 8 canaux pour embout de pipette avec éjecteur	VB2504 3	VB2504
kit pour poignée d'aspiration (embout cranté et tube pour flacon collecteur)	VB2505 4	VB2505
plateau mobile	VB2506 5	VB2506
filtre hydrophobe 0,2 µm	VB2507	VB2507
raccord PVDF pour poignée d'aspiration avec flacon collecteur	VB2508 6	VB2508

- pompe à membrane performante, pour une utilisation universelle et économique
- puissance d'aspiration réglable via écran tactile
- flacon de récupération et poignée autoclavables
- filtre de protection hydrophobe 0,2 µm
- **systèmes livrés complets** avec pompe à membrane, flacon de récupération, panneau tactile, poignée d'aspiration et filtre de protection
- modèle VB2535 équipé d'un raccord rapide et d'un détecteur de niveau



Pompes à vide à piège système d'aspiration

- ▶ aucune consommation d'eau !
- ▶ grande capacité d'aspiration
- ▶ résistent aux solvants
- ▶ vide réglable en continu



Remplacent définitivement les trompes à eau.

- **aucune consommation d'eau** : pas de rejet d'eau polluée par des substances toxiques, pas de retraitement des eaux de rejet
- récupération des substances extraites dans un flacon standard ISO interchangeable
- toutes les parties en contact avec le liquide sont autoclavables
- **système fermé et étanche** : les substances toxiques ou radioactives ne peuvent s'échapper
- **excellente résistance aux solvants** (alcool, acétone etc.)
- **applications** : aspiration de liquides telles que substances précieuses, toxiques ou contaminées, milieux de culture cellulaire, suspensions de cellules, filtration sous vide, évacuation de vapeurs, etc.
- **sécurité** : fonctionnement en circuit fermé, assure la protection de l'environnement, toute substance aspirée est retenue dans le flacon pour récupération ou retraitement
- filtre spécial anti-contamination
- tuyau en silicone Ø 6 / 10 mm, long. 1 m
- bouteille en PP de 2 litres col ISO GL45
- **pompes livrées complètes**, montée, prêtes à l'emploi, avec flacon de récupération et tuyau silicone



vide	1 à 220 mbar	1 à 800 mbar
vitesse d'aspiration	7 l / min	9,5 l / min
puissance	18 W	60 W
niveau sonore	40 dB	45 dB
dim. (Lxlxh) sans bouteille	213 x 280 x h212 mm	213 x 280 x h212 mm
poids	5,6 kg	6,1 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Pompes à vide à piège	LS3000 1	LS4000