

TROMPE À EAU

Trompe à eau
pour robinets lisses



- en laiton nickelé
- branchement facile
- joint intérieur, étanchéité absolue
- chaînette de sécurité
- vide max. 11 mm Hg
- soupape anti-retour : évite tout retour d'eau dans le circuit de vide

filetage	longueur	réferece	Prix HT
Ø 13 à 16 mm	220 mm	AM	

Trompe à eau
pour robinets cannelés



- en laiton nickelé
- montage facile grâce à un tuyau fourni longueur 70 mm et deux colliers de serrage
- étanchéité absolue
- vide max. 11 mm Hg
- soupape anti-retour : évite tout retour d'eau dans le circuit de vide

filetage	longueur	référence	Prix HT
Ø 13 mm	220 mm	SM	

Trompes à eau
pour robinets filetés



- **trompe en laiton :**
vide 11 mm Hg,
- **trompe en inox :**
vide 14 mm Hg,
- soupape anti-retour : évite tout retour d'eau dans le circuit de vide

filetage	longueur	référence	Prix HT
Trompes en laiton			
Ø 16,6 mm	220 mm	CM16	
Ø 20,9 mm	220 mm	CM20	
Ø 26,4 mm	220 mm	CM26	
Ø 33,2 mm	220 mm	CM33	
Trompes en inox			
Ø 16,6 mm	114 mm	CI16	
Ø 20,9 mm	114 mm	CI20	
Ø 26,4 mm	114 mm	CI26	
Ø 33,2 mm	114 mm	CI33	

Trompe à eau
en polypropylène



- consommation minimum d'eau, pression constante, excellent capacité d'aspiration
- connecteur de vide amovible R 3/4"
- poids : 33 g
- milieu en contact avec PP, FKM et PTFE
- température jusqu'à +80°C
- clapet anti-retour
- livré avec adaptateurs pour connexions à la plupart des sources d'eau

filetage	longueur	référence	Prix HT
universel	210 mm	BD6350	
accessoires			
raccord réducteur pour trompe à eau m22			AZ1111189