

Trompe à eau
avec soupape anti-retour



- en verre borosilicaté 3.3
- avec soupape anti-retour

hauteur	consommation d'eau	pression min.	référence	Prix HT
275 mm	300 l/h	1,2 bar	WG5710	l'unité

Trompe à eau
en PP




- en PP, PTFE, FKM
- température max. 80°C
- réducteur 1/2" inclus
- capuchon vissé GL14
- consommation d'eau (3,5 bar, 12 °C) : env. 190 l/h, Vidage d'un récipient de 1 l : env. 6 l d'eau

- puissance d'aspiration (3,5 bar, 12 °C) : 400 l/h. Temps de pompage pour 1 l (pression normale à 100 mbar) : env. 60 s (± 10 s).
- pression finale (3,5 bar, 12 °C) : < 16 mbar.

olive	consommation d'eau	pression min.	référence	Prix HT
Ø 6-9 mm	190 l/h	3,5 bar	UB9665	l'unité
accessoires				
Réducteur à M22x1 (fil Perlator)			UB9666	l'unité
Réducteur à 3/8", Pompe à jet d'eau			UB9667	l'unité

Adaptateur réducteur pour pompe à jet
d'eau



- adaptateur réducteur en PP, R 3/4" vers R 3/8", avec filetage pour robinet/aérateur
- en PP

filetage	longueur	référence	Prix HT
Adaptateur R3/4" vers R3/8" pour trompe d'eau		AZ1112505	