


## Portoir multifonction en ABS



- en ABS rose
- 80 emplacements pour tubes de 1,5 et 2,0 ml (Ø 12 mm) + 60 emplacements pour tubes de 0,2 et 0,5 ml (Ø 7,8 mm)
- adapté aux microtubes coniques
- livré avec un support, deux pieds et deux vis de fixation

| capacité                                  | dim.             | référence | Prix HT |
|---|------------------|-----------|---------|
| 80 tubes 1,5/2 ml<br>60 tubes 0,2/ 0,5 ml | 232 x 66 x 27 mm | BL7060    |         |

## Demi-portoirs en POM



- en plastique acétal
- forme rectangulaire
- finition lisse
- température max +121°C
- aucun assemblage requis

| pour tubes | capacité                          | dimension                              | blanc            | Prix HT          |
|------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|            |                                   |  | ○                |                  |
| Ø13 mm     | 36 tubes (6x6)<br>72 tubes (6x12) | 102 x 102 x 56 mm<br>200 x 102 x 57 mm | NG0010<br>NG0013 | les 8<br>les 8   |
| Ø16 mm     | 36 tubes (6x6)<br>72 tubes (6x12) | 127 x 127 x 68 mm<br>249 x 127 x 67 mm | NG0011<br>NG0016 | les 8<br>les 8   |
| Ø20 mm     | 40 tubes (4x10)                   | 250 x 102 x 83 mm                      | NG0014           | les 8            |
| Ø30 mm     | 9 tubes (3x3)<br>24 tubes (3x8)   | 109 x 109 x 84 mm<br>283 x 108 x 92 mm | NG0012<br>NG0015 | les 8<br>l'unité |


## Portoir en polypropylène pour 18 tubes



- en polypropylène blanc
- robuste et facile à nettoyer
- 18 emplacements pour tubes de Ø 30 mm
- adapté aux tubes de culture ou tubes coniques jusqu'à 50 ml

| capacité          | dimensions        | référence | Prix HT |
|-------------------|-------------------|-----------|---------|
| 18 tubes de 50 ml | 243 x 126 x 64 mm | AZ1421007 |         |

## Portoir en polypropylène blanc pour tubes à essai



- en polypropylène blanc
- robuste et facile à nettoyer
- marquage alphabétique

| pour tubes | capacité        | dimension         | blanc  | Prix HT |
|------------|-----------------|-------------------|--------|---------|
|            |                 |                   | ○      |         |
| Ø16 mm     | 60 tubes (5x12) | 246 x 104 x 70 mm | UB9630 | l'unité |
| Ø25 mm     | 24 tubes (3x8)  | 246 x 104 x 64 mm | UB9631 | l'unité |