






Portoires pour flacons en fil d'acier inox



pour flacons	compartiments	dimensions (lxpxh)	pois	référence	Prix HT
Ø 27 mm	12 compartiments (2x6)	198 x 68 x h45 mm	199 g	CT4920	
	24 compartiments (3x8)	261 x 104 x h45 mm	310 g	CT4921	
	50 compartiments (5x10)	325 x 167 x h45 mm	481 g	CT4922	
	72 compartiments (6x12)	391 x 197 x h45 mm	630 g	CT4923	
Ø 40 mm	12 compartiments (2x6)	276 x 97 x h45 mm	449 g	CT4924	
	32 compartiments (4x8)	368 x 187 x h45 mm	836 g	CT4925	
Ø 50 mm	12 compartiments (3x4)	224 x 171 x h45 mm	489 g	CT4926	
	24 compartiments (4x6)	335 x 228 x h45 mm	813 g	CT4927	

- en fil d'acier inox
- très robustes
- compartiments pour pots ou flacons d'urine ou de formol

Portoires en acier inox pour tubes à centrifuger 15 ml et 50 ml



- en acier inox
- autoclavables et résistants à la corrosion
- large base assurant la stabilité
- poignées pour un transport facile

capacité	pour tubes	référence	Prix HT
40 tubes à centrifuger (4x10)	15 ml	CT5141	
50 tubes à centrifuger (5x10)	15 ml	CT5142	
100 tubes à centrifuger (10x10)	15 ml	CT5143	
20 tubes à centrifuger (4x 5)	50 ml	CT5144	
50 tubes à centrifuger (5x10)	50 ml	CT5145	

Portoires en fil d'acier plastifié pour tubes à centrifuger 15 ml et 50 ml



- en fil d'acier avec revêtement en vinyle résistant
- autoclavables et résistants à la corrosion
- capacité :
15 tubes à centrifuger 15 ml ou
8 tubes à centrifuger 50 ml

capacité	pour tubes	blanc	bleu	vert	Prix HT
8 tubes à centrifuger	50 ml	CT5121	CT5122	CT5123	
15 tubes à centrifuger	15 ml	CT5131	CT5132	CT5133	