



PORTOIRS

Portoirs en fil d'acier plastifié



Excellente résistance
à la température :
de -223°C à +121°C.



pour tubes :	capacité	dimensions	vert	bleu	jaune	orange	Prix HT
Ø 10 à 13 mm	36 (6 x 6)	110 x 103 x h54 mm	F18788130	F18788131	-	-	
	72 (6 x 12)	205 x 113 x h64 mm	F187500	F187501	F187502	F187503	
	108 (9 x 12)	205 x 164 x h64 mm	F187530	F187531	-	F187533	
Ø 15 à 16 mm	24 (6 x 4)	121 x 89 x h67 mm	F18788160	F18788161	-	F18788163	
	40 (4 x 10)	202 x 92 x h64 mm	F187540	F187541	-	-	
	48 (4 x 12)	241 x 92 x h64 mm	F187550	F187551	F187552	F187553	
Ø 16 à 17 mm	72 (6 x 12)	241 x 130 x h64 mm	F187570	F187571	F187572	-	
	108 (9 x 12)	241 x 186 x h64 mm	F187590	F187591	F187592	F187593	
Ø 18 à 20 mm	96 (8 x 12)	242 x 170 x h64 mm	-	F187651	-	-	
	20 (5 x 4)	110 x 111 x h75 mm	F18788200	F18788201	-	F18788203	
	40 (4 x 10)	244 x 110 x h83 mm	-	F187621	F187622	F187623	
Ø 20 à 24 mm	80 (8 x 10)	244 x 203 x h83 mm	F187640	F187641	-	-	
	40 (4 x 10)	265 x 116 x h83 mm	F187670	F187671	-	-	
	40 (4 x 10)	302 x 249 x h83 mm	F187720	F187721	-	F187723	
Ø 22 à 25 mm	80 (8 x 10)	283 x 116 x h83 mm	-	F187731	-	-	

- résistance aux solvants organiques tels que toluène, heptane, xylol, résistance aux substances légèrement acides ou alcalines, excellente résistance à l'abrasion
- emplacements carrés, trois niveaux
- utilisez la couleur pour faciliter le travail au laboratoire et pour la sécurité

Portoirs de tubes économiques

- ▶ très résistants
- ▶ livrés à plat, montage rapide, stockage facilité




- pour tubes Ø 13 mm à Ø 30 mm
- emplacements numérotés (lettre + chiffre)
- adaptables dans un bain-marie, ne flottent pas
- en polypropylène, autoclavables
- économie de place : livrés à plat, montage immédiat, stockage économique
- superposables

Kartell

capacité	tubes	dimensions	blanc	bleu	rouge	jaune	Prix HT
			○	●	●	●	
90 tubes (6x15)	Ø13mm	246x105xh57mm	AX1151	AX1152	AX1153	AX1154	
60 tubes (5x12)	Ø16mm	246x105xh72mm	AX1166	AX1167	AX1168	AX1169	
40 tubes (4x10)	Ø20mm	246x105xh72mm	AX1171	AX1172	AX1173	AX1174	
40 tubes (4x10)	Ø25mm	295x125xh85mm	AX1181	AX1182	AX1183	AX1184	
24 tubes (3x8)	Ø30mm	300x112xh83mm	AX1196	AX1197	AX1198	AX1199	

Portoirs de tubes autoclavables

- ▶ très résistants
- ▶ livrés à plat, montage rapide



- en polypropylène auto-clavables à 121°C
- emplacements numérotés alphanumériques pour l'identification des tubes
- adaptables dans un bain-marie
- économie de place : livrés à plat, montage immédiat, stockage économique
- superposables : les ergots permettent de superposer parfaitement les portoirs

capacité	tubes rangées	dimensions	blanc	bleu	rouge	Prix HT
			○	●	●	
90 tubes	Ø 13 mm	6 x 15 246x104xh64mm	F187450	F187470	F187460	
60 tubes	Ø 16 mm	5 x 12 246x104xh64mm	F187451	F187471	F187461	
40 tubes	Ø 20 mm	4 x 10 246x104xh64mm	F187452	F187472	F187462	
24 tubes	Ø 25 mm	3 x 8 246x104xh64mm	F187453	F187473	F187463	
21 tubes	Ø 30 à 50 mm	3 x 7 246x104xh64mm	F187454	F187474	F187464	