

certification  
écouvillons  
DM 93/42/CE

## Écouvillons secs

### ► modèles stériles en emballage individuel

- modèles stériles : stérilisation par rayons gamma, emballage individuel en sachet peel-pack ou flow-pack, suivant modèle

tige	extrémité	Ø extrémité	longueur	emballage	référence	Prix HT
<b>écouvillons standard non stériles</b>						
bois	coton	Ø 5,0 mm	150 mm	vrac	AB300230 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	les 100
	coton	Ø 5,0 mm	200 mm	vrac	AB300232	les 100
polypropylène	coton	Ø 5,0 mm	150 mm	vrac	AB300260 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>	les 100
polystyrène	viscose	Ø 5,0 mm	150 mm	vrac	AB3002601	les 100
aluminium	coton	Ø 1,5 mm	150 mm	vrac	AB300243 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">5</span>	les 100
tige bois seule*	-	-	150 mm	vrac	AB300205 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span>	les 1000
<b>écouvillons standard stériles par rayons</b>						
bois	coton	Ø 5,0 mm	150 mm	peel-pack	AB300200 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	les 1000
	coton	Ø 5,0 mm	150 mm	flow-pack	AB310200 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	les 1000
	coton	Ø 5,0 mm	150 mm	peel-pack	AB300201 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>	les 1000
polystyrène cassable	viscose	Ø 5,0 mm	150 mm	peel-pack	AB300202 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>	les 1000
	viscose	Ø 5,0 mm	150 mm	flow-pack	AB310202 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span>	les 1000
	polyester floqué	Ø 2,5 mm	150 mm	flow-pack	AB310206K	les 1000
	polyester très étroit (nasopharyngé)	Ø 2,5 mm	150 mm	flow-pack	AB310207K	les 1000
aluminium	coton	Ø 1,5 mm	150 mm	peel-pack	AB300203 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">5</span>	les 1000


\* Non dispositif médical



1 2 3 4 5 6

extrémité facilement détachable pour le bois et le polypropylène

Point de cassure pour le polystyrène



## Écouvillons secs stériles en tube avec étiquette

### ► modèles exempt ADN

- tube en polypropylène à fond rond, scellé par une étiquette
- dim. externe du tube Ø13 x 165 mm

tige	extrémité	exempt ADN	dim. extrémité	dimensions	référence	Prix HT
<b>écouvillons stériles par oxyde d'éthylène</b>						
bois	coton		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300250 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	les 500
	coton		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300261 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>	les 500
polystyrène	viscose		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300252 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span>	les 500
	dacron		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300263 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span>	les 500
polystyrène cassable à 100 mm	polyester floqué		Ø 3,5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300264	les 500
	polyester floqué très étroit (nasopharyngé)		Ø 5,3 mm	Ø 2,5 x 152 mm	AB300262	les 500
aluminium	coton		Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300251 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">5</span>	les 500
	viscose		Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300253 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span>	les 500
<b>écouvillons exempt ADN stériles oxyde éthylène</b>						
polystyrène	viscose	exempt ADN	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	ADN300252	les 500



1 2 3 4 5 6 7