


ÉCOUVILLONS

Écouvillons secs floqués stériles tige sécable en plastique / tête en nylon




LMR®-Swab

certification
écouvillons
DM 93/42/CE




1

point de rupture
80 mm à partir de
l'extrémité de la tête



2

point de rupture
80 mm à partir de
l'extrémité de la tête



- écouvillons stériles longueur totale 150 mm
- tige en plastique flexible Ø 2,5 mm, sécable à un point de rupture à 80 mm de l'extrémité de la tête
- tête en nylon floqué, résistante au déchetage
- emballage peel-pack individuel, les 100

type	dim. tête	extrémité	dim. tige	matériau de la tige	point de rupture	stérile	référence	Prix HT
pour prélèvements nasopharyngés	Ø 2,5 mm	Nylon floqué	Ø 2,5 mm	1 plastique ABS	80 mm	oxyde d'éthylène (EO)	LMR1925	les 100
universels	Ø 6 mm	Nylon	Ø 2,5 mm	2 plastique ABS	80 mm	par radiation (R)	LMR1945	les 100

Écouvillons secs stériles emballés par deux

deltalab

certification
écouvillons
DM 93/42/CE



extrémité
facilement
détachable



- stérilisation par oxyde d'éthylène
- emballage par deux en sachet Peel-pack
- ensemble prévu pour utiliser
 - un écouvillon pour nettoyer la zone de prélèvement, et
 - un écouvillon pour le prélèvement

tige	extrémité	dim. tige	référence	Prix HT
bois	coton	Ø 5 mm Ø 2,5 x 150 mm	AB300210 1 les 2x 1000	
polystyrène cassable	viscose	Ø 5 mm Ø 2,5 x 150 mm	AB300212 2 les 2x 1000	