



Préleveurs à usage unique
stériles ou non stériles

- solution idéale pour éviter tout risque de contamination croisée
- permet d'éviter le nettoyage fastidieux du préleveur, en particulier suite au prélèvement de substances grasses, visqueuses adhésives, toxiques etc.
- économies de temps
- fabriqués en polyéthylène haute densité (HDPE) recyclable



- type **1** - pour liquide faiblement visqueux : préleveur à aspiration par piston pour liquides jusqu'à 10 000 mPas
- type **2** - pour liquide faiblement visqueux : préleveur par capillarité
- type **3** - pour substances visqueuses : préleveur à aspiration par piston pour substances visqueuses, prélèvement par aspiration

longueur	diamètre	capacité	non stériles		stériles rayon gamma emballage individuel	
① - préleveurs à aspiration pour liquides faible viscosité (10 000 mPas max.)						
500 mm	Ø 21 mm	100 ml	UB5393100	les 20	UB5393105	les 20
1000 mm	Ø 21 mm	190 ml	UB5393110	les 20	UB5393115	les 20
② - préleveurs à capillarité pour liquides faible viscosité						
500 mm	Ø 21 mm	100 ml	UB5393410	les 20	UB5393415	les 20
1000 mm	Ø 21 mm	180 ml	UB5393400	les 20	UB5393405	les 20
③ - préleveurs à aspiration / piston pour liquides visqueux						
500 mm	Ø 21 mm	100 ml	UB539320	les 20	UB539325	les 20
1000 mm	Ø 21 mm	190 ml	UB539330	les 20	UB539335	les 20

Tubes de prélèvement par aspiration
pour liquides
ViscoSampler

i Pour liquides visqueux.



- prélèvements faciles en un point déterminé par aspiration (principe de la seringue)
- applications : boues, huiles, émulsions, crèmes, etc.
- fabrication haute qualité pour des prélèvements purs : matière plastique inerte à haut degré de pureté, démon-tage rapide, entretien facile (parois lisses)
- tubes de prélèvement en polypropylène ou en Téflon® transparent
- dim. : Ø 25 mm, longueur 60, 100 ou 200 cm
- poignée d'aspiration rouge
- résistance aux produits chimiques classiques
- stérilisables (+121°C)
- incassables

longueur	capacité	tubes en polypropylène	tubes en Téflon®
60 cm	150 ml	B53330P	B53330T
100 cm	250 ml	B53331P	B53331T
200 cm	500 ml	B53332P	B53332T

Kit Quali Sampler
pour liquides



- le kit est composé de : B53311P (LiquiSampler, 100 cm), B53331P (ViscoSampler, 100 cm), malette, 5 flacons, brosse

matériau	référence	Prix HT
en PP	UB1090	
en PTFE / FEP	UB1091	