

Préleveurs de liquide avec fente de positionnement



Prélèvement en
récipients, bouteilles, etc.

- préleveurs cylindriques équipés d'une valve située sous le cylindre
- **commandés d'une seule main** pour effectuer des prélèvements à profondeur déterminée mais également pour évacuer directement l'échantillon dans un tube ou une bouteille
- en acier inox AISI 304

capacité	Ø récipient	longueur totale	référence	Prix HT
50 ml	Ø 32 mm	45,5 mm	UB1070	
100 ml	Ø 32 mm	53,5 mm	UB1071	

Préleveur Vampir de liquides indépendamment du réseau



- pompe portable
- tuyau de refoulement
- viscosité max. 500 mPas
- profondeur d'aspiration de 5 m

désignation	référence	Prix HT
préleveur		
préleveur Vampir	UB1080	
Accessoires		
Tuyau de pompe Marprène, 1 m	UB1081	
Flacons LDPE 500 ml	B31815	
Flacons LDPE 1 litre	B31817	
Tuyau d'aspiration PE sur enrouleur 6x8 mm, rouleau de 10 m	UB0995	
Tuyau d'aspiration PE sur enrouleur 6x8 mm, rouleau de 100 m	UB1306	
Panier pour flacon 500 ml, Ø 84 mm	UB1082	
Panier pour flacon 1 litre, Ø 100 mm	UB1083	

Préleveur résistant aux acides ChemoSampler



- conçu pour le prélèvement de liquides agressifs tels qu'acides, bases, détergents, solvants



désignation	référence	Prix HT
ChemoSampler		
Préleveur	UB1110	
Accessoires		
Rallonge ChemoSampler 100 cm	UB1111	
Flacon PE, 500 ml	B342500	
Flacon PE, 1000 ml	B3421000	

- en PP gris
- flacon d'échantillonnage 1000 ml
- rallonge 100 cm et 2 tailles de flacons disponibles en option