



Préleveur avec tige
en inox



- en inox
- avec tige de 950 mm
- stérilisable

capacité	longueur totale	référence	Prix HT
1000 ml	115 mm	UB1380	

Préleveur avec manche
fermé
en inox



- en inox
- manche fermé jusqu'à une profondeur d'immersion de 50 cm
- stérilisable

capacité	longueur totale	référence	Prix HT
1000 ml	718 mm	UB1390	

Puisard à échantillons
Liquid CupSampler



- en inox
- commande à une main
- stérilisable

capacité	Ø récipient	longueur	référence	Prix HT
100 ml	Ø 55 mm	100 cm	UB1430	

Mini bombe à immersion
en inox

- ▶ pour prélèvement de liquide dans des endroits étroits



voir page 35 les câbles

- en inox
- partie supérieur dévissable
- certifié pour l'utilisation en zone de protection EX 0, groupes à risque d'explosion IIA et IIB

capacité	dimensions	référence	Prix HT
50 ml	Ø 32 x 180 mm	UB1700	

Bombe à immersion
avec tuyau de purge
Target

- ▶ tuyau fermé résistant à la traction



- en inox
- partie supérieur dévissable
- poids 2,6 kg
- tuyau de purge 5 m, vanne, bobine de câble

capacité	dimensions	référence	Prix HT
500 ml	Ø 75 x 210 mm	UB1710	

Bombes à immersion
pour huiles



voir page 35 les câbles

- ▶ pour prélèvement d'huiles non raffinées, de produits liquides, d'huiles minérales, de carburants, d'essences, de mazout, de pétroles




- partie supérieur dévissable
- poids élevé
- poignée de transport
- certifié pour l'utilisation en zone de protection EX 0
- 2 câbles de descente sont nécessaire (porteur et traction)

capacité	dimensions	poids	référence	Prix HT
500 ml	Ø 75 x 300 mm	3000 g	UB1715	
1000 ml	Ø 75 x 450 mm	4300 g	UB1716	



Enrouleurs de câble
et câbles pour préleveurs

- ▶ pour stations d'épuration
- ▶ pour substances pétrochimiques telles que pétrole brut, carburants, kérosène etc.
- ▶ pour substances dangereuses classe A1 et A2, utilisation en zone anti-déflagrante (Ex-proof)



Enrouleurs

- enrouleur manuel à 2 poignées
- enrouleur en polypropylène : usage classique
- enrouleur en polyamide avec ou sans prise pour mise à la terre
- dimensions internes : profondeur 44 mm x Ø 100 mm
- dimensions externes : profondeur 55 mm x Ø 180 mm
- charge max. : 10 kg



Câbles au choix :

- câble de tire au choix
- longueurs disponibles : 10, 25 ou 50 mètres
- en acier inoxydable V4A recouvert de PFA : matériau ultra-pur, aucune influence sur le milieu prélevé
- en acier inoxydable V4A : bonne résistance chimique
- en PP coloré : code couleur
- en cuivre : métal ne provoquant pas d'étincelle
- chaîne en acier inoxydable V4A
- mousqueton en acier inoxydable V4A ou laiton (métal ne provoquant pas d'étincelle)

désignation	référence	Prix HT
enrouleur de câble et câble		
Enrouleur de câble manuel en PP sans câble	UB1634	
Enrouleur de câble manuel en PA sans câble	UB1635	
Enrouleur de câble manuel en PA Ex-proof sans câble	UB1636	
1 câbles en acier inox V4A recouvert de Téflon®		
Câble Ø 2 mm x L 10 m	UB1631	
Câble Ø 2 mm x L 25 m	UB1632	
Câble Ø 2 mm x L 50 m	UB1633	
2 câbles en acier inox V4A		
Câble Ø 1,25 mm x L 10 m	UB1641	
Câble Ø 1,25 mm x L 25 m	UB1642	
Câble Ø 1,25 mm x L 50 m	UB1643	
3 câbles en polypropylène rouge		
Câble Ø 2 mm x L 10 m	UB1651	
Câble Ø 2 mm x L 25 m	UB1652	
Câble Ø 2 mm x L 50 m	UB1653	
4 câbles en cuivre		
Câble Ø 4,5 mm x L 10 m	UB1661	
Câble Ø 4,5 mm x L 25 m	UB1662	
Câble Ø 4,5 mm x L 50 m	UB1663	
5 chaîne en acier inox V4A		
Chaîne Ø 2,3 mm x L 10 m	UB1671	
Chaîne Ø 2,3 mm x L 25 m	UB1672	
Chaîne Ø 2,3 mm x L 50 m	UB1673	
mousqueton		
6 Mousqueton en acier inox	UB1681	
7 Mousqueton en laiton	UB1682	