

PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDES

Puisards à échantillons en PTFE



• en PTFE blanc

capacité	Ø diamètre	hauteur	référence	Prix HT
10 ml	Ø 25 mm	34 mm	UB1900	
100 ml	Ø 55 mm	65 mm	UB1901	
250 ml	Ø 70 mm	95 mm	UB1902	
500 ml	Ø 80 mm	125 mm	UB1903	
1000 ml	Ø 105 mm	155 mm	UB1904	
accessoires				
tige de rallonge en PTFE, 60 cm			UB1905	

Tubes de prélèvement jetable en polyéthylène HDPE DispoTube



- en polyéthylène HDPE
- échantillons toutes couches
- diamètre d'ouverture 5,5 mm
- produit en salle blanche, emballés un par un

longueur	diamètre	capacité	matériau	non stérile	stérile rayon gamma
500 mm	Ø 21 mm	100 ml	HDPE	UB2010 les 20	UB2011 les 20
1000 mm	Ø 21 mm	200 ml	HDPE	UB2012 les 20	UB2013 les 20

Puisards à échantillons en polypropylène bleu DispoDipper



- en polypropylène bleu
- usage unique
- conforme aux directives alimentaires UE et FDA
- produit en salle blanche classe 7
- profondeur d'immersion 270 mm

longueur	dim.	non stérile	stérile rayon gamma
50 ml	Ø 40 x 417 x h98 mm	UB2020 les 20	UB2021 les 20
100 ml	Ø 53 x 415 x h98 mm	UB2022 les 20	UB2023 les 20
250 ml	Ø 72 x 429 x h116 mm	UB2024 les 20	UB2025 les 20