



Préleveurs coniques
pour pâtes, savon, fromages, graisses



- **extrémité tranchante** : facilite la pénétration même à travers un emballage
- **utilisation simple** : après pénétration du préleveur, la rotation d'un demi-tour prélève un échantillon
- **Ø 10 à 15 mm** sur une **longueur de 120 mm ou 170 mm** environ suivant modèle
- **en acier inox AISI 304, stérilisable**

référence	Prix HT
UB1570 Préleveur conique 120 mm	
UB1575 Préleveur conique 170 mm	
accessoires	
UB1625 Coffret de transport, 285x178x45 mm	

Préleveur
pour substances pâteuses ou molles



- **utilisation** : un échantillon s'introduit dans le préleveur lors de la pénétration (par des mouvements rotatifs), il est libéré par pression sur le piston
- **taille de l'échantillon : Ø 8 x 200 mm**
- **en acier inox AISI 304, stérilisable**
- **extrémité tranchante** : facilite la pénétration même à travers un emballage
- **dimensions : Ø10 x 260 mm / 390 g**

référence	Prix HT
UB1560 Préleveur cylindrique	
accessoires	
UB1625 Coffret de transport, 285x178x45 mm	

Préleveurs pour substances pulvérulentes collantes

- ▶ **simplicité d'utilisation** : préleveur à usage unique
- ▶ **aucun risque de contamination croisée**
- ▶ **utilisation immédiate** : pas de nettoyage, pas de stérilisation
- ▶ **propreté assurée** : fabrication en salle blanche
- ▶ **version stérile par rayons gamma, en emballage individuel**

- solution idéale pour éviter tout risque de contamination croisée
- permet d'éviter le nettoyage fastidieux du préleveur, en particulier suite au prélèvement de substances grasses, visqueuses adhésives, toxiques etc.
- économies de temps
- fabriqués en polyéthylène haute densité (HDPE)
- **pour substances visqueuses** : préleveur pour les prélèvements transversaux de substances pulvérulentes collantes
- longueur compartiment 500 mm



longueur	diamètre	capacité	matériau	non stérile	stérile rayon gamma emballage individuel
620 mm	Ø 22 mm	100 ml	HDPE	UB539410 les 20	UB539415 les 20