

PRÉLEVEURS À ZONE ET CAROTTIERS

Préleveurs pour poudres et granulés à usage unique stériles ou non stériles



- usage unique : la solution idéale pour éviter tout risque de contamination croisée
- permet d'éviter le nettoyage fastidieux du préleveur
- économies de temps
- fabriqués en polyéthylène haute densité (HDPE) recyclable
- type 1** - pour poudres ou granulés jusqu'à Ø 0,5 mm : micro-préleveur pour poudres ou granulés en vrac, une tige creuse contient une tige amovible sur laquelle est fixée à l'extrémité une tête de prélèvement ; lorsque la tête est à l'intérieur du préleveur, elle forme une chambre, dans laquelle la poudre ou les granulés seront collectés
- type 2** - pour poudres ou granulés jusqu'à Ø 2 mm : préleveur à zones pour poudres ou granulés en vrac, orifices Ø 11 mm



longueur	diamètre	capacité	zones	matériau	non stérile	stérile rayon gamma
1 - micro-préleveurs pour particules Ø 0,5 mm max.						
500 mm	Ø 21 mm	10 ml	-	HDPE	UB539380 les 20	UB539385 les 20
1000 mm	Ø 21 mm	10 ml	-	HDPE	UB539390 les 20	UB539395 les 20
2 - préleveurs à zones pour particules Ø 2 mm max.						
500 mm	Ø 22 mm	100 ml	3 zones	HDPE	UB539340 les 20	UB539345 les 20
1000 mm	Ø 22 mm	200 ml	-	HDPE	UB539350 les 20	UB539355 les 20

- utilisation immédiate : pas de nettoyage, pas de stérilisation
- fabrication en salle blanche
- version stérile par rayons gamma, en emballage individuel

Carottiers en inox



- carottier en deux parties indépendantes, tige et tube de forage, ne présentant pas d'entrefer dans lequel le produit pourrait se coincer pendant le prélèvement
- permet l'échantillonnage des produits en vrac qui pourraient se bloquer à cause de leur forme ou de leur taille lors d'un prélèvement avec un carottier standard
- poudres, granulés, billes de verre, poudre métallique, etc.
- en acier inox 316L
- livré avec clip de fixation

capacité	L x Ø mm	référence	Prix HT
15 ml	200 x Ø 15 mm	BK8170	
110 ml	400 x Ø 25 mm	BK8171	
230 ml	800 x Ø 25 mm	BK8172	

Échantillonneurs 3 zones en inox



- échantillonnage sans déplacement de la sonde dans le matériau en vrac, ce qui limite les risques d'hétérogénéité des échantillons
- 3 compartiments
- usage pharmaceutique, conforme à la norme FDA
- en acier inox 316L

longueur	référence	Prix HT
600 mm	BK8180	
1000 mm	BK8181	
1400 mm	BK8182	
accessoire obligatoire		
Pointe pour échantillonneur	BK8185	

