

Collecteurs de zones à usage unique  
en polyéthylène HDPE  
MultiDispo LaboPlast



- en polyéthylène HDPE
- vidage simple par l'ouverture de la poignée Ø 14 mm
- produit en salle blanche, emballés un par un

| longueur | diamètre | capacité matériau | non stérile   | stérile rayon gamma |
|----------|----------|-------------------|---------------|---------------------|
| 500 mm   | Ø 25 mm  | 100 ml HDPE       | UB1910 les 20 | UB1911 les 20       |
| 1000 mm  | Ø 25 mm  | 200 ml HDPE       | UB1912 les 20 | UB1913 les 20       |

Collecteurs de zones  
en polyéthylène HDPE  
TargetDispo LaboPlast



- en polyéthylène HDPE
- vidage simple par l'ouverture de la poignée Ø 14 mm
- produit en salle blanche, emballés un par un

| longueur | diamètre | capacité matériau | non stérile   | stérile rayon gamma |
|----------|----------|-------------------|---------------|---------------------|
| 500 mm   | Ø 25 mm  | 17 ml HDPE        | UB1920 les 20 | UB1921 les 20       |
| 1000 mm  | Ø 25 mm  | 17 ml HDPE        | UB1922 les 20 | UB1923 les 20       |

Collecteurs de zones à usage unique  
en polyéthylène HDPE  
DispoPicker



- en polyéthylène HDPE
- produit en salle blanche, emballés un par un

| longueur | diamètre | capacité matériau | non stérile   | stérile rayon gamma |
|----------|----------|-------------------|---------------|---------------------|
| 300 mm   | Ø 21 mm  | 60 ml HDPE        | UB1980 les 20 | UB1981 les 20       |
| 500 mm   | Ø 21 mm  | 100 ml HDPE       | UB1982 les 20 | UB1983 les 20       |

Lances à usage unique  
en polyéthylène HDPE  
DispoLance



- en polyéthylène HDPE
- quantité d'échantillon variable
- produit en salle blanche, emballés un par un
- diamètre nominal 14 mm

| longueur | diamètre | matériau | non stérile   | stérile rayon gamma |
|----------|----------|----------|---------------|---------------------|
| 300 mm   | Ø 21 mm  | HDPE     | UB1990 les 20 | UB1991 les 20       |
| 500 mm   | Ø 21 mm  | HDPE     | UB1992 les 20 | UB1993 les 20       |