

Collecteurs de sécurité pour DASRI perforants NF X 30-511

- boîtes pour déchets d'Activités de Risques Infectieux Perforants
- en polypropylène jaune
- sécurité d'utilisation maximale
- large orifice d'introduction : dépôt à plat des objets même volumineux, visualisation et optimisation du remplissage
- base large et stable
- montage par clipsage, sans effort
- ouverture/fermeture ambidextre du volet, par pression d'un doigt sur un bouton, système breveté
- verrouillage provisoire
- fermeture définitive inviolable, par pression sur le volt-indicateurs de verrouillage
- encoches de désolidarisation universelles (aiguilles, stylos à insulines, lames de bistouri...)
- poignée



- support de fixation intégré, pour tout type d'objet et de surface
- incinération sans risques d'émanations nocives
- autoclavage à +134°C
- conformes aux normes NF EN ISO 23907 et NFX 30-511 : 2015
- homologués pour le transport par route, fer et mer des matières infectieuses code ONU 3291 (ADR, RID ET IMDG)

capacité	dimensions (Lxpxh)	poids	référence	Prix HT
1,5 litre	185 x 130 x 120 mm	194 g	PR8310	les 60
2,5 litre	185 x 130 x 200 mm	246 g	PR8311	les 60
3,5 litre	227 x 160 x 168 mm	283 g	PR8312	les 40
5,5 litre	227 x 160 x 270 mm	359 g	PR8313	les 36
7,5 litre	227 x 160 x 390 mm	457 g	PR8314	les 30

Cartons homologués ONU groupe 4GV

poids		dim. (LxIxh)	référence	Prix HT
carton conditionné	emballages intérieurs			
3,1 kg	2,33 g	140 x 140 x 250 mm	AZ1141001	
7,6 kg	6 kg	200 x 200 x 300 mm	AZ1141003	
11,5 kg	6,5 kg	300 x 200 x 200 mm	AZ1141017	
12 kg	9 kg	300 x 300 x 200 mm	AZ1141013	
18 kg	15 kg	300 x 300 x 300 mm	AZ1141002	
24 kg	21 kg	400 x 300 x 300 mm	AZ1141018	
23,5 kg	20,5 kg	400 x 300 x 400 mm	AZ1141019	
32 kg	24 kg	486 x 346 x 282 mm	AZ1141006	
37 kg	27 kg	386 x 386 x 372 mm	AZ1141005	
55 kg	41 kg	586 x 386 x 372 mm	AZ1141007	
68 kg	46 kg	1000 x 400 x 400 mm	AZ1141008	
151 kg	123 kg	855 x 670 x 430 mm	AZ1141020	
238 kg	194 kg	950 x 740 x 550 mm	AZ1141021	
293 kg	237 kg	1170 x 770 x 540 mm	AZ1141009	
390 kg	315 kg	1170 x 770 x 740 mm	AZ1141022	
253 kg	174 kg	1170 x 770 x 740 mm	AZ1141023	
accessoires				
Absorbant 104 x 200 mm pour diagnobag			AZ1141004	



- emballages homologués pour le transfert de marchandise dangereuse
- montage en 2 min
- conformes à la réglementation en vigueur (IATA, IMDG, RID, ADR)
- homologation en 4GV, permettant l'utilisation de tout type de récipient intérieur
- doivent être utilisés avec un absorbant (vermiculite)
- livrés avec sa sache