

Réfractomètre numérique de table
Brix et indice de réfraction
série ORL-B

- Indice de réfraction(1,3330 - 1,5290 nD)
- Brix (0-94%)
- Valeur moyenne

- réfractomètre numérique sur table
- réflexion totale
- compensation de température automatique
- échelle de l'indice de réfraction
- prisme saphir
- écran couleur
- interface USB 2.0
- inclus à la livraison : pipette, malette de rangement, câble USB, bloc d'alimentation, tournevis, manuel d'utilisation



température de mesure	0°C à 40°C
plage de mesure de l'indice de réfraction	1,3330 nD à 1,5290 nD
lecture l'indice de réfraction	0,0001 nD
précision l'indice de réfraction	±0,0002 nD
interface	USB 2.0
dimensions	180 x 100 x 55 mm
protection	IP43
alimentation	230 V - 50/60 Hz
Réfractomètre numérique universel	CM094

Réfractomètre numérique manuel
pour la teneur en sel
série ORM-NA

- Teneur en sel (NaCl) 0-28 %
- Teneur en sel (NaCl) 0-280 ‰
- Teneur en sel (densité) 1,000-1,220 sg
- Brix 0-50 %
- Indice de réfraction 1,3330-1,4200 nD
- Valeur moyenne



Réfractomètre numérique manuel
Brix et indice de réfraction
série ORM-B

- Indice de réfraction(1,3330 - 1,4200 nD)
- Brix (0-50%)
- Valeur moyenne

- réfractomètre numérique manuel
- réflexion totale
- compensation de température automatique
- échelle de l'indice de réfraction
- échelle Brix
- prisme en verre
- inclus à la livraison : couvercle de prisme, pipette, boîtier de rangement, 1xpile AAA, manuel d'utilisation



température de mesure	0°C à 40°C
plage de mesure de l'indice de réfraction	1,3330 nD à 1,4200 nD
lecture l'indice de réfraction	0,0001 nD
précision l'indice de réfraction	±0,0003 nD
Plage de mesure Brix	0% à 50%
dimensions	121 x 58 x 25 mm
protection	IP65
alimentation	Pile 1,5 V
Réfractomètre numérique	CMX050

- réfractomètre numérique manuel
- réflexion totale
- compensation de température automatique
- échelle de l'indice de réfraction
- échelle salinité (NaCl) % et poids special
- domaine d'application sel
- échelle Brix
- prisme en verre
- inclus à la livraison : couvercle de prisme, pipette, boîtier de rangement, 1xpile AAA, manuel d'utilisation

température de mesure	0°C à 40°C
plage de mesure de l'indice de réfraction	1,3330 nD à 1,4200 nD
lecture l'indice de réfraction	0,0001 nD
précision l'indice de réfraction	±0,0003 nD
plage de mesure Teneur en sel (NaCl)	0% à 28%
plage de mesure Teneur en sel (NaCl) ‰	0% à 280%
plage de mesure salinité (densité)	1,000 à 1,220
Plage de mesure Brix	0% à 50%
dimensions	121 x 58 x 25 mm
protection	IP65
alimentation	Pile 1,5 V
Réfractomètre numérique	CMX001