

Réfractomètre numérique manuel
Brix et indice de réfraction
série ORM-R

- Indice de réfraction(1,3330 - 1,5177 nD)
- Brix (0-90%)

- réfractomètre numérique manuel
- réflexion totale
- compensation de température automatique
- échelle de l'indice de réfraction
- échelle Brix
- prisme en verre
- grand écran
- mesure possible de la valeur moyenne, sur 15 mesures
- inclus à la livraison : couvercle de prisme, calcul de la moyenne sur 15 mesures pipette, boîtier de rangement, 1xpile AAA, manuel d'utilisation



	ORM 1RS
température de mesure	0°C à 40°C
plage de mesure de l'indice de réfraction	1,3330 nD à 1,5177 nD
lecture l'indice de réfraction	0,0001 nD
précision l'indice de réfraction	±0,0003 nD
plage de mesure Brix	0% à 90%, ±0,2 %
dimensions	121 x 58 x 25 mm
protection	IP65
alimentation	Pile 1,5 V
réfractomètre numérique	CMX051