

Réfrigérateurs scientifiques 360 à 580 litres  
certifiables COFRAC

 **+3 à +16°C**

**certifiables COFRAC**

 **froid ventilé**

- précision garantie  $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- armoires à médicaments
- porte pleine ou vitrée
- modèles sous paillasse
- conformes BPL

- précision :  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  à  $+5^{\circ}\text{C}$  garantie
- **certification COFRAC** : ces appareils peuvent recevoir un certificat d'étalonnage garantissant  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  à  $+5^{\circ}\text{C}$  (certificats COFRAC usine ou sur site, voir page 81)
- conditions ambiantes :  $T^{\circ}\text{C}$  ambiante  $+10^{\circ}\text{C}$  à  $+38^{\circ}\text{C}$
- régulateur électronique, affichage digital de la température, résolution  $0,1^{\circ}\text{C}$ , mémorisation de la température min./max.
- alarme visuelle et sonore : ouverture de porte, température haute et basse et coupure de secteur, contact sec pour report d'alarme, mémorisation des 3 dernières alarmes
- intérieur en PS thermoformé blanc, coins arrondis, contre-porte plane
- carrosserie acier époxy **blanc**
- fluide réfrigérant écologique R600a
- thermostat de sécurité anti-congélation
- dégivrage et évaporation automatique des condensats
- grilles renforcées en fil d'acier vernis avec butée de retenue, réglables sur toute la hauteur
- tiroir en aluminium sur glissière télescopique coulissantes en option
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- porte avec serrure et poignée à dépression avec traitement antibactérien
- rappel de porte automatique
- arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- **armoires avec portes pleines** : contre-porte plane pour faciliter le nettoyage
- **armoires avec portes vitrées** : portes double vitrage, éclairage LED, répéteur d'alarme sur l'éclairage, écran de protection de l'évaporateur anti-congélation
- armoire 141 litres : peut se placer sous une paillasse sans démonter le bandeau
- passage pour sonde  $\varnothing 15\text{ mm}$  pour la gestion de température centralisée GTC via sonde PT100 ou sonde numérique



capacité brute, porte pleine/vitrée		344 / 367 litres	394 / 420 litres	558 / 588 litres
capacité utile, porte pleine / vitrée		261 / 260 litres	298 / 297 litres	441 / 440 litres
température		+3 à +16°C	+3 à +16°C	+3 à +16°C
précision				
régulation		électronique	électronique	électronique
affichage température		affichage digital	affichage digital	affichage digital
refroidissement		ventilé	ventilé	ventilé
plateaux	nombre livrés.	4 grilles	5 grilles	5 grilles
	charge max. / plateau	45 kg	45 kg	60 kg
	dimensions utiles	498 x 442 mm	498 x 442 mm	645 x 557 mm
tiroirs alu (en option)	nombre max. dim.	10 tiroirs alu. 410 x 370 x 55 mm	12 tiroirs alu. 410 x 370 x 55 mm	10 tiroirs alu. 559 x 460 x 55 mm
	dim. internes (lxpxh)	460 x 423 x h1460 mm	460 x 423 x h1660 mm	606 x 536 x h1460 mm
dim. externes (lxpxh)		597 x 654 x h1684 mm	597 x 654 x h1884 mm	747 x 769 x h1684 mm
poids brut / net (porte pleine - vitrée)		66 / 60 kg - 80 / 75 kg	71 / 66 kg - 87 / 82 kg	85 / 80 kg - 103 / 96 kg
puissance et conso. porte pleine		200 W - 230 kWh/an	200 W - 245 kWh/an	200 W - 450 kWh/an
puissance et conso. porte vitrée		200 W - 390 kWh/an	200 W - 430 kWh/an	200 W - 430 kWh/an
Références LIEBHERR		LFKV3500 / LFKV3503	LFKV4000 / LFKV4003	LFKV5500 / LFKV5503
Réfrigérateurs porte pleine		RR4920	RR4930	RR4940
Réfrigérateurs porte vitrée		RR4925	RR4935 ①	RR4945 ②
accessoires et options (voir page 83)				
grille supplémentaire		RR3401	RR3401	RR3402
tiroir aluminium, façade plexi		RR3064	RR3064	RR3065
enregistreur à disque		RR3414	RR3414	RR3414
enregistreur - clé USB et logiciel		RR5008	RR5008	RR5008
inversion du sens de la porte		RR30015	RR30015	RR30015
cartographies, certifications usine ou COFRAC, voir page 83				