

Combiné réfrigérateur / congélateur ménager 261 litres

| | |
|--|---|
| réfrigérateur +3 à +8°C | congélateur -9 à -30°C |
| froid ventilé | froid statique |
| ATEX int./ext. | |

Partie réfrigérateur
avec grilles en acier plastifié

Partie congélateur
avec tiroirs transparents sur tablettes en verre



- température réglable :
réfrigérateur de +3 à +16°C
congélateur de -9 à -30°C
- précisions indicatives (non garanties) :
±3°C à +5°C, ±5°C à -25°C
- classe ATEX : Ex II3 /- G Ex ec IICT6Gc
- régulation de la température par écran tactile digital
- verrouillage du clavier sécurisé par code PIN
- appareil qualifiable selon FD X15-140, conforme "Bonne Pratique de Laboratoire"
- 2 circuits de froid indépendants avec commandes de température séparées
- refroidissement ventilé (réfrigérateur) et statique (congélateur)
- dégivrage et évaporation des condensats automatique sur réfrigérateur et manuel sur congélateur
- carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti corrosion
- cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis
- isolation polyuréthane haute densité épaisseur 45 mm (réfrigérateur) et 70 mm (congélateur) injectée sans HFC
- portes avec serrure et sens d'ouverture réversible.
- arrêt de ventilation à l'ouverture de porte
- rappel des portes automatique, poignées à dépression
- passage de cuve Ø 15 mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes
- passage de cuve Ø 30 mm pour la qualification sur site
- alarme température haute/basse visuelle et sonore
- alarme ouverture de porte visuelle et sonore
- contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance
- sauvegarde de la température min. et max.
- thermostat de sécurité anti-congélation à +2°C (réfrigérateur)
- grilles renforcées en acier plastifié charge max 40 kg (réfrigérateur), et de tiroirs transparents sur tablettes verre charge max 24 kg (congélateur)
- fluide **R600a** (fluide réfrigérant écologique)

| capacité utile | | 261 litres |
|--|----------------------|--------------------------------|
| capacité utile réfrigérateur + congélateur | | 199 litres + 62 litres |
| température (réfrigérateur / congélateur) | | +3 à +16°C / -9 à -30°C |
| précision | | ±3°C à +5°C ±5°C à -25°C |
| refroidissement réfrigérateur / congélateur | | ventilé / statique |
| puissance - consommation | | 170 W - 390 kWh/an |
| équipement | réfrigérateur | 5 grilles en acier plastifié |
| | congélateur | 3 tiroirs |
| poids | | 83 kg |
| dim. externes (lxpxh) | réfrigérateur | 460 x 422 x h1037 mm |
| | congélateur | 406 x 292 x h614 mm |
| | total | 600 x 654 x h2044 mm |
| références LIEBHERR | | LCV4040 |
| Combiné réfrigérateur / congélateur | | RR4045 |