

Réfrigérateurs de laboratoire avec cuve en acier inox
gamme LKPV

 -2 à +16°C

 0 à +16°C



- réfrigérant R 290
- refroidissement ventilé
- dégivrage automatique
- niveau sonore 60 dB(A)
- construction en acier epoxy blanc anti corrosion
- cuve en acier inox
- régulation électronique : affichage digital
- alarme de température optique et sonore
- alarme ouverture de porte optique et sonore
- alarme coupure de courant optique et sonore
- passage de capteurs Ø 15 mm
- serrure mécanique
- appareil qualifiable selon FD X15-140, conforme "Bonne Pratique de Laboratoire"
- sauvegarde de la température mini et max

réf. LIEBHERR	LKPV 6560	LKPV 6563	LKPV 8460	LKPV 1460	LKPV 1463
volume brut :	614 litres	642 litres	871 litres	1391 litres	1447 litres
volume utile	480 litres	480 litres	702 litres	1091 litres	1091 litres
plage de température réglable	-2°C à +16°C	+0°C à +16°C	-2°C à +16°C	-2°C à +16°C	+0°C à +16°C
consommation électrique en 365 jours	178 kWh	286 kWh	195 kWh	464 kWh	724 kWh
alimentation	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V
éclairage	LED	LED	LED	LED	LED
tablettes	nombre	4 grilles plastifiées	4 grilles plastifiées	4 grilles plastifiées	8 grilles plastifiées
	charges max	60 kg / grille	60 kg / grille	60 kg / grille	60 kg / grille
roulettes	type	roulettes orientables avec frein à l'avant, roulettes fixes à l'arrière			
	nombre	4 roulettes de Ø 100 mm	4 roulettes de Ø 100 mm	4 roulettes de Ø 100 mm	5 roulettes de Ø 100 mm
porte		pleine	vitré	pleine	vitré
dimensions (lpxph)		697 x 867 x h2135 mm	697 x 867 x h2135 mm	787 x 1017 x h2135 mm	1427 x 867 x h2135
dimensions cuve (lpxph)		489 x 638 x h1493 mm	489 x 638 x h1493 mm	579 x 788 x h1493mm	1210 x 638 x h1493 mm
poids brut / net		130 kg	142 kg	144 kg	200 kg
		253 kg			
Réfrigérateurs	RR0010	RR0015	RR0020	RR0025	RR0030
accessoires / services					
Tiroir aluminium 486x550x100 mm	RR0040	RR0040	-	RR0040	RR0040
Tiroir aluminium 486x550x55 mm	RR0041	RR0041	-	RR0041	RR0041
Tiroir aluminium 576x700x550 mm	-	-	RR0042	-	-
Tiroir PVC 460x620x55 mm	RR0043	RR0043	-	RR0043	RR0043
Glissière gauche	RR8113	RR8113	RR0044	RR8113	RR8113
Glissière droite	RR8114	RR8114	RR0045	RR8114	RR8114
Grille acier gris	RR2608	RR2608	RR2614	RR2608	RR2608
Pédale ouverture de porte	RR8007	RR8007	RR8007	RR8008	RR8008