

## Réfrigérateurs scientifiques CHL SMART ATEX

 **cuve ATEX**
 **0 à +15°C**

► 2 versions :

enceinte en tôle thermolaquée, intérieur acier inox

enceinte en acier inox poli, intérieur acier inox

- convection d'air forcée
- écran tactile couleur 4,3", fonctionne avec des gants
- dégivrage automatique
- portes pleines, en acier
- étagères en acier inox
- alarme visuelle et sonore
- mémoire interne pour les programmes et le stockage des données
- programmes de temps et de température multi-segments
- ports LAN et USB
- conformes à la directive ATEX II 3/- G Ex h IIC T6 Gc/-
- l'acier inox 0H18 présente une meilleure résistance à la corrosion, à l'humidité, et une durabilité supérieure à l'acier 0H17



référence POLEKO	CHL 1 SMART ATEX	CHL 2 SMART ATEX	CHL 3 SMART ATEX	CHL 4 SMART ATEX	CHL 5 SMART ATEX	CHL 6 SMART ATEX
<b>volume brut :</b>	<b>74 litres</b>	<b>157 litres</b>	<b>208 litres</b>	<b>259 litres</b>	<b>312 litres</b>	<b>414 litres</b>
<b>volume utile</b>	<b>54 litres</b>	<b>129 litres</b>	<b>171 litres</b>	<b>212 litres</b>	<b>255 litres</b>	<b>339 litres</b>
<b>plage de température réglable</b>	<b>0 à +15°C</b>	<b>0 à +15°C</b>	<b>0 à +15°C</b>	<b>0 à +15°C</b>	<b>0 à +15°C</b>	<b>0 à +15°C</b>
<b>gradient / fluctuation max.</b>	0,4°C / 0,7°C	0,4°C / 0,7°C	0,4°C / 0,7°C	0,4°C / 0,7°C	0,4°C / 0,9°C	0,6°C / 0,9°C
<b>puissance nominale</b>	250 W	250 W	250 W	250 W	350 W	350 W
<b>étagères (standard / max)</b>	2 / 2 tablettes	3 / 4 tablettes	3 / 4 tablettes	4 / 6 tablettes	4 / 7 tablettes	4 / 10 tablettes
<b>charge max. par tablette</b>	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
<b>charge totale maximale</b>	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	60 kg
<b>dim. intérieures (lxpxh)</b>	430x300xh430 mm	480x420xh440 mm	480x420xh640 mm	480x420xh1060 mm	480x420xh1260 mm	480x420xh1440 mm
<b>dim. extérieures (lxpxh)</b>	570x680xh660 mm	620x650xh900 mm	620x650xh1100 mm	620x650xh1300 mm	620x650xh1500 mm	620x650xh1900 mm
<b>poids</b>	46 kg	58 kg	70 kg	82 kg	98 kg	114 kg
<b>alimentation</b>	230 v - 50 Hz	230 v - 50 Hz	230 v - 50 Hz	230 v - 50 Hz	230 v - 50 Hz	230 v - 50 Hz
<b>réfrigérateurs enceinte int. acier inox 0H17 tôle thermolaquée</b>	ECY74B	ECY157B	ECY208B	ECY259B	ECY312B	ECY414B
<b>réfrigérateurs enceinte int. acier inox 0H17 acier inox poli</b>	ECY74C	ECY157C	ECY208C	ECY259C	ECY312C	ECY414C
<b>réfrigérateurs enceinte int. acier inox 0H18 tôle thermolaquée</b>	ECY74D	ECY157D	ECY208D	ECY259D	ECY312D	ECY414D
<b>réfrigérateurs enceinte int. acier inox 0H18 acier inox poli</b>	ECY74E	ECY157E	ECY208E	ECY259E	ECY312E	ECY414E
<b>accessoires / services</b>						
<b>étagères fil acier inox, charge max.10 kg</b>	ERX7003	ERX15003	ERX15003	ERX15003	ERX15003	ERX15003
<b>étagères inférieures fil acier inox, charge max.10 kg</b>	-	ERX7035	ERX7035	ERX7035	ERX7035	ERX7035
<b>étagères perforées acier inox, charge max.10 kg</b>	ERX15025004	ERX15004	ERX15004	ERX15004	ERX15004	ERX15004
<b>étagères inférieures perforées acier inox, charge max.10 kg</b>	-	ERX7030	ERX7030	ERX7030	ERX7030	ERX7030
<b>étagère renforcée fil acier inox, charge max.20 kg</b>	ERX7020	ERX7025	ERX7025	ERX7025	ERX7025	ERX7025
<b>roues</b>	ERX7010	ERX7010	ERX7010	ERX7010	ERX7010	ERX7010