

Réfrigérateur encastrable de laboratoire avec refroidissement assisté par ventilateur

Performance

+3 à +16°C

- ▶ commande digitale avec fonction de calibrage pour un réglage précis, permettant d'ajuster l'écart entre température réglée et réelle par pas de 0,1 K
- ▶ test des alarmes et transmission aux centrales compétentes

réf. LIEBHERR	SRUvg 1001	SRUvg 1011
volume brut :	123 litres	120 litres
volume utile	81 litres	81 litres
plage de température réglable	+3 °C à +16 °C	+3 °C à +16 °C
porte	pleine	vitré
gradient / fluctuation max.	2,6 °C / 2,2 °C	3,5 °C / 3 °C
consommation annuelle	182 kWh/a	91 kWh/a
dégagement de chaleur	150 kJ/h	75 kJ/h
tablettes	nombre	2 grilles plastifiées
	charge max.	45 kg / tablette
charge par grille	surface	450 x 408 mm
		45 kg / grille
dim. extérieures (lxpxh)	597 x 584 x h819 mm	597 x 584 x h819 mm
dim. intérieures (lxpxh)	450 x 467 x h482 mm	450 x 458 x h482 mm
poids brut / net	45,3 / 42,4 kg	45,3 / 42,4 kg
température ambiante admissible	+10 °C à +30 °C	+10 °C à +30 °C
réfrigérateurs	RR3810 1	RR3811 2



- réfrigérant R 600a
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- niveau sonore : 39 dB
- refroidissement dynamique
- dégivrage automatique
- commande tactile même avec des gants
- écran monochrome
- construction en acier blanc
- cuve intérieur en PS blanc
- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant lorsque le courant revient
- enregistrement des température min./max.
- 3 tablettes de rangement dont 2 réglables
- éclairage intérieur plafonnier LED
- ouverture de porte à droite, possibilité d'inversion du sens d'ouverture de la porte
- fermeture automatique de la porte
- serrure mécanique
- pieds réglables entre 0 et 60 cm
- contact sans potentiel
- passage de capteurs Ø 10 mm
- classe ISO 6

Réfrigérateur encastrable sous plan de travail

performance

+1 à +15°C

réf. LIEBHERR	FRTVG 1501	FRTVG 1511
volume brut :	124 litres	127 litres
volume utile	93 litres	93 litres
plage de température réglable	+1°C à +15°C	+1°C à +15°C
classe climatique	5	4
puissance	2,0 A	2,0 A
consommation électrique en 365 jours	219 kWh/an	292 kWh/an
dégagement de chaleur	190 kJ/h	235 kJ/h
tablettes	nombre	3 grilles plastifiées
	charge max.	45 kg / grilles
porte	porte pleine	porte vitrée
éclairage	-	LED
dim. extérieures (lxpxh)	600 x 648 x h852 mm	600 x 648 x h852 mm
dim. intérieures (lxpxh)	450 x 430 x h640 mm	450 x 430 x h640 mm
poids brut / net	38,7 kg / 37,3. kg	46 kg / 45,9. kg
température ambiante	+10°C à +40°C	+10°C à +40°C
réfrigérateurs	RR1509 1	RR1511 2
accessoires		
socle blanc à roulettes dont 2 avec freins	RR1521	RR1521
cadre de superposition en blanc	RR1522	RR1522
grille en acier plastifié blanc 477x425 mm	RR1523	RR1523



- ▶ **classe d'efficacité énergétique A+**
- ▶ **mode démo pour simuler les fonctionnalités de l'appareil**
- ▶ **HumidityControl : adaptez le taux d'humidité à vos besoins**

- réfrigérant R 600a
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- niveau sonore : 45 dB
- refroidissement dynamique
- dégivrage automatique
- commande tactile
- écran monochrome
- affichage digital
- construction en acier blanc
- cuve intérieur en PS blanc
- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant lorsque le courant revient
- ouverture de porte à droite, inversion du sens d'ouverture de la porte
- fermeture automatique de la porte
- cadre de raccordement
- plan de travail
- serrure mécanique
- poignée aluminium