

Sièges de laboratoire Labsit coque en couleur

- faible encombrement, faible poids et poignée intégrée, pour une mobilité maximale
- confortables et solides : résistent à de très lourdes contraintes et à de fréquents changements d'utilisateur
- dossier en plastique avec fonction flex 3D : le dossier suit les mouvements arrière et latéraux de l'utilisateur et offre un soutien optimal en toutes positions
- bord avant de l'assise avec fonction flex : dans la position avant penchée typique du travail en laboratoire, l'avant de l'assise s'affaisse automatiquement
- ces fonctions Flex remplacent des opérations de réglage complexes : il suffit d'actionner un simple levier pour l'adapter à l'utilisateur et à la situation de travail
- coque d'assise disponible en 5 coloris, avec poignée intégrée
- classe 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1
- piètement en aluminium poli, polyamide noir sur demande
- faciles à nettoyer, présentent peu de joints, résistent aux désinfectants et détergents, possèdent des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, et conviennent aux salles blanches et laboratoires haute sécurité
- deux revêtements lavables, résistants aux désinfectants et faciles d'entretien, au choix :
 - cuir synthétique, moelleux et confortable
 - Skintec, plus robuste
- livrés démontés




1 Labsit 2, sur roulettes, hauteur assise 450 - 650 mm

2 Labsit 3 sur patins, avec repose pied, hauteur assise 520 - 770 mm

3 Labsit 4, sur roulettes auto-bloquantes, avec repose pied, hauteur assise 560 - 810 mm



5 coloris de coque au choix



modèle LABSIT	bleu	gris	orange	blanc	vert	Prix HT	
coloris de la coque	●	●	●	○	●		
Revêtement en cuir synthétique							
LABSIT 2 : 5 roulettes, assise h450-650 mm	1 MB4610	MB4611	MB4612	MB4613	MB4614		
LABSIT 3 : 5 patins, assise h520-770 mm, repose pied	2 MB4620	MB4621	MB4622	MB4623	MB4624		
LABSIT 4 : 5 roulettes, assise h560-810 mm, repose pied	3 MB4630	MB4631	MB4632	MB4633	MB4634		
Revêtement en Skintec							
LABSIT 2 : 5 roulettes, assise h450-650 mm	1 MB4640	MB4641	MB4642	MB4643	MB4644		
LABSIT 3 : 5 patins, assise h520-770 mm, repose pied	2 MB4650	MB4651	MB4652	MB4653	MB4654		
LABSIT 4 : 5 roulettes, assise h560-810 mm, repose pied	3 MB4660	MB4661	MB4662	MB4663	MB4664		
Accessoires						référence	Prix HT
Barre de personnalisation à clipser sur la poignée						MB9997	
Accoudoirs						MB9998	
Roulettes auto-bloquantes						MB9999	