


## Sièges techniques ESD Labsit antistatiques



- faible encombrement, faible poids et poignée intégrée, pour une mobilité maximale
- confortables et solides : résistent à de très lourdes contraintes et à de fréquents changements d'utilisateur
- dossier en plastique avec fonction flex 3D : le dossier suit les mouvements arrière et latéraux de l'utilisateur et offre un soutien optimal en toutes positions
- bord avant de l'assise avec fonction flex : dans la position avant penchée typique du travail en laboratoire, l'avant de l'assise s'affaisse automatiquement
- ces fonctions Flex remplacent des opérations de réglage complexes : il suffit d'actionner un simple levier pour l'adapter à l'utilisateur et à la situation de travail
- coque d'assise noire, avec poignée intégrée
- classe 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1
- antistatiques : conformes aux normes DIN EN61340-5-1 et ANSI/ESD S20.20-2021
- piètement en aluminium poli
- faciles à nettoyer, présentent peu de joints, résistent aux désinfectants et détergents, possèdent des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, et conviennent aux salles blanches et laboratoires haute sécurité
- deux revêtements antistatiques lavables, résistants aux désinfectants et faciles d'entretien, au choix :
  - cuir synthétique, moelleux et confortable
  - Skintec, plus robuste
- livrés démontés



1 Labsit 2 sur roulettes, hauteur assise 450 - 650 mm

2 Labsit 3 sur patins, avec repose pied, hauteur assise 520 - 770 mm

3 Labsit 4 sur roulettes auto-bloquantes, avec repose pied, hauteur assise 560 - 810 mm

modèle ESD LABSIT	référence	Prix HT
<b>Revêtement en cuir synthétique antistatique</b>		
ESD LABSIT 2 : 5 roulettes, assise h450-650 mm	1	MB4615
ESD LABSIT 3 : 5 patins, assise h520-770 mm, repose pied	2	MB4625
ESD LABSIT 4 : 5 roulettes, assise h560-810 mm, repose pied	3	MB4635
<b>Revêtement en Skintec antistatique</b>		
ESD LABSIT 2 : 5 roulettes, assise h450-650 mm	1	MB4645
ESD LABSIT 3 : 5 patins, assise h520-770 mm, repose pied	2	MB4655
ESD LABSIT 4 : 5 roulettes, assise h560-810 mm, repose pied	3	MB4665
<b>Accessoires</b>		
Barre de personnalisation à clipser sur la poignée		MB9997
Accoudoirs		MB9998
Roulettes auto-bloquantes		MB9999

## Tabourets techniques Labsit

- faible encombrement, légers
- confortables et solides : résistent à de très lourdes contraintes et à de fréquents changements d'utilisateur
- classe 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1
- piètement en aluminium poli, polyamide noir sur demande
- 5 roulettes
- hauteur d'assise 450-650 mm
- manette circulaire pour régler la hauteur en continu
- faciles à nettoyer, présentent peu de joints, résistent aux désinfectants et détergents, possèdent des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, et conviennent aux salles blanches et laboratoires haute sécurité
- revêtement **Skintec**, matériau synthétique, combinant surface textile et revêtement artificiel, aspect cuir, facile à nettoyer, robuste
- modèle antistatique, conforme aux normes DIN EN61340-5-1 et ANSI/ESD S20.20-2021
- livrés démontés



modèle Labsit et ESD Labsit	référence	Prix HT
Tabouret LABSIT en Skintec	MB4710	
Tabouret ESD LABSIT en Skintec antistatique	MB4715	