

## Chaises de laboratoire OTC



- structure interne de l'assise en bois, pièces certifiées FSC (Conseil de Soutien de la Forêt)
- piètement en polypropylène noir
- revêtement en cuir synthétique, antibactérien, antimicrobien, antifongique, résistant au sang et aux huiles, coloris noir, autres couleurs sur demande
- joint en caoutchouc
- montage simple et rapide
- garantie 5 ans


### assise

- inclinaison du dossier de 12° en positif et 28° en négatif
- mécanisme d'oscillation combinée de l'ensemble assise-dossier, entraînant une inclinaison de l'assise de 5° en positif à 3° en négatif
- blocable dans toutes les positions
- réglage de la hauteur du dossier par molette

1



2



| modèle  | hauteur      | base      | repose-pieds | référence | Prix HT |
|---|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|
| <b>chaises de laboratoire - cuir synthétique - piètement en polypropylène</b> |              |           |              |           |         |
| <b>bas</b>  | 440 à 570 mm | roulettes | -            | TH6000    | 1       |
|   |              | patins    | -            | TH6001    | 2       |
| <b>moyen</b>  | 520 à 720 mm | roulettes | -            | TH6002    |         |
|   |              | patins    | repose-pieds | TH6003    |         |
|   |              | roulettes | repose-pieds | TH6004    |         |
|   |              | patins    | repose-pieds | TH6005    |         |
| <b>haut</b>   | 620 à 870 mm | roulettes | repose-pieds | TH6006    |         |

Contactez-nous pour d'autres choix de coloris

- bleu clair
- rouge
- vert
- noir

## Chaises à mécanisme encapsulé Hexagon



Contactez-nous pour d'autres choix de coloris

- noir
- rouge
- gris
- blanc
- vert
- orange
- beige

- mécanisme entièrement encapsulé
- structure interne de l'assise en bois, pièces certifiées FSC (Conseil de Soutien de la Forêt)
- dossier haut et large
- soutien lombaire renforcé
- inclinaison négative de l'assise
- revêtement en cuir synthétique ou vinyle, coloris noir, autres couleurs sur demande

### assise

- inclinaison combinée de l'assise et du dossier de 6° (0° positif et 6° négatif)
- inclinaison indépendante du dossier de 25° vers l'arrière
- blocables dans toutes les positions
- réglage de la hauteur du dossier par système Up-Down



1



2

| modèle   | hauteur      | base      | repose-pieds | référence | Prix HT |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|
| <b>chaises de laboratoire - cuir synthétique - piètement en polypropylène</b>  |              |           |              |           |         |
| <b>bas</b>   | 420 à 550 mm | roulettes | -            | TH6010    | 1       |
|  |              | patins    | -            | TH6011    | 2       |
| <b>moyen</b>   | 500 à 700 mm | roulettes | -            | TH6012    |         |
|  |              | patins    | repose-pieds | TH6013    |         |
|  |              | roulettes | repose-pieds | TH6014    |         |
|  |              | patins    | repose-pieds | TH6015    |         |
| <b>chaises salle blanche ISO 4 - cuir synthétique - piètement en aluminium</b> |              |           |              |           |         |
| <b>bas</b>   | 420 à 550 mm | roulettes | -            | TH6020    |         |
|  |              | patins    | -            | TH6021    |         |
|  |              | roulettes | -            | TH6022    |         |
| <b>moyen</b>   | 500 à 700 mm | patins    | repose-pieds | TH6023    |         |
|  |              | roulettes | repose-pieds | TH6024    |         |
|  |              | patins    | repose-pieds | TH6025    |         |
|  |              | roulettes | repose-pieds | TH6026    |         |
| <b>chaises ESD salle blanche ISO 4 - vinyle - piètement en aluminium</b>       |              |           |              |           |         |
| <b>bas</b>   | 420 à 550 mm | roulettes | -            | TH6030    |         |
|  |              | patins    | -            | TH6031    |         |
| <b>moyen</b>   | 500 à 700 mm | roulettes | -            | TH6032    |         |
|  |              | patins    | repose-pieds | TH6033    |         |
|  |              | roulettes | repose-pieds | TH6034    |         |
|  |              | patins    | repose-pieds | TH6035    |         |
| <b>haut</b>  | 600 à 850 mm | roulettes | repose-pieds | TH6036    |         |