

Chaises de laboratoire Fiocco

► adaptées aux salles blanches,
classe ISO 3

- légères et compactes
- dossier ergonomique
- poignée dorsale
- revêtement en polypropylène souple ou en polyuréthane, certifiés antibactériens, coloris noir

assise

- réglage de la hauteur du dossier par molette
- blocables dans toutes les positions

modèle	hauteur	base	repose-pieds	chaises de laboratoire	chaises salle blanche ISO 3
assise en PP (polypropylène) - piètement en polypropylène noir					
bas	390 à 520 mm	roulettes	-	TH6130 1	TH6140
		patins	-	TH6131 2	TH6141
moyen	490 à 690 mm	roulettes	-	TH6132	TH6142
		patins	repose-pieds	TH6133	TH6143
haut	590 à 840 mm	roulettes	repose-pieds	TH6134	TH6144
		patins	repose-pieds	TH6135	TH6145
		roulettes	repose-pieds	-	TH6146
assise en PU (polyuréthane) - piètement en polypropylène noir					
bas	410 à 540 mm	roulettes	-	TH6150	TH6160
		patins	-	TH6151	TH6161
moyen	510 à 710 mm	roulettes	-	TH6152	TH6162
		patins	repose-pieds	TH6153	TH6163
haut	610 à 860 mm	roulettes	repose-pieds	TH6154	TH6164
		patins	repose-pieds	TH6155	TH6165
		roulettes	repose-pieds	-	TH6166



Chaises de laboratoire Vela

► adaptées aux salles blanches,
classe ISO 5

► garantie 5 ans

- structure de l'assise en bois, pièces certifiées FSC (Conseil de Soutien de la Forêt)
- légères et compactes
- dossier ergonomique
- surface plate facile à nettoyer
- carter de dossier antistatique
- revêtement en cuir synthétique ou vinyle, coloris noir

assise

- inclinaison du dossier de 12° en positif à 28° en négatif
- mécanisme d'oscillation combinée de l'ensemble assise-dossier, entraînant une inclinaison de l'assise de 5° en positif à 3° en négatif
- blocables dans toutes les positions
- réglage de la hauteur du dossier par molette



modèle	hauteur	base	repose-pieds	chaises salle blanche ISO 5 - cuir synthétique piètement en aluminium poli		chaises ESD salle blanche ISO 5 -vinyle piètement en aluminium poli	
				référence	Prix HT	référence	Prix HT
bas	420 à 550 mm	roulettes	-	TH6170		TH6180 1	
		patins	-	TH6171		TH6181 2	
moyen	520 à 720 mm	roulettes	-	TH6172		TH6182	
		patins	repose-pieds	TH6173		TH6183	
haut	620 à 870 mm	roulettes	repose-pieds	TH6174		TH6184	
		patins	repose-pieds	TH6175		TH6185	
		roulettes	repose-pieds	TH6176		TH6186	

