

# SPATULES

## Couteaux à palette à usage unique en polystyrène ou en bioplastique, modèles stériles



- ▶ modèles stériles
- ▶ modèles détectables utilisables dans la gestion des corps étrangers HACCP

- en polystyrène blanc ou bleu, ou en bioplastique
- dim. : 192 x 20 mm
- pour appliquer, répartir ou lisser les produits visqueux, racler les cuvettes, éliminer les résidus ou excédents, mélanger et agiter
- atteint chaque angle et chaque arrondi des différents récipients
- compatibles contact alimentaire
- vendus par 100, modèles stériles rayons gamma en emballage individuel



**I** Poudres, granulés et pâtes.

détection par détecteur de métaux, rayons X et scanner couleur

| dim.        | stérile  | polystyrène blanc | bioplastique blanc                                                                                                                      | polystyrène bleu                                                                                                    | polystyrène bleu détectable                                                     |
|-------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             |          | usage général     | entièrement recyclable, exempt de tout matériau d'origine fossile, permet la réduction des émissions de CO2 et des gaz à effet de serre | couleur bleue facilement identifiable par un contrôle visuel en industrie alimentaire, pharmaceutique et fourragère | avec un additif détectable par détecteur de métaux, scanner couleur ou rayons X |
| 192 x 20 mm | -        | BK5201 les 100    | BK5202 les 100                                                                                                                          | -                                                                                                                   | -                                                                               |
| 192 x 20 mm | stériles | BK5201S les 100   | BK5202S les 100                                                                                                                         | BK5203S les 100                                                                                                     | BK5204S les 100                                                                 |

## Spatule en acier inox



| profondeur | volume | longueur | référence | Prix HT |
|------------|--------|----------|-----------|---------|
| 188 mm     | 50 ml  | 300 mm   | UB1875    |         |

- en acier inox
- polie

## Kit de prélèvement **stérile** SteriPlast



- kit composé de 10 pelles ou spatules et de 10 sachets
- stérile au rayon gamma
- sachets SteriBag Premium avec fermeture intégrée et étanche aux liquides et code de suivi

| référence                                            | Prix HT |
|------------------------------------------------------|---------|
| UB1851 kit : spatule 150 mm et sachet 300 ml, les 10 |         |