

Thermomètres Biotemp liquide bleu protection téflon ou polyoléfine



- tige émaillée jaune en verre sodocalcique
- diamètre Ø6/7 mm
- division 1°C
- sans mercure
- liquide bleu
- crochet en plastique
- échelle de mesure fondue dans le verre
- étui plastique individuel
- livrés avec certificat de précision et de traçabilité

gamme	tolérance	long.	protection	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				immersion 76 mm		immersion totale	
-20 à +110°C	± 1°C	305 mm	polyoléfine	AL0770		AL0774	
-20 à +150°C	± 1°C	305 mm	téflon	AL0771		AL0775	
-10 à +250°C	± 2°C	405 mm	téflon	AL0772		-	
-50 à +110°C	± 1/1,5°C	305 mm	polyoléfine	AL0773		-	
-50 à +150°C	± 1,5°C	305 mm	polyoléfine	-		AL0776	

Thermomètres protection film polyoléfine



- tige émaillée jaune en verre sodocalcique
- protection film polyoléfine
- diamètre Ø6/7 mm
- sans mercure
- liquide rouge
- échelle de mesure fondue dans le verre
- étui plastique individuel
- livrés avec certificat de précision et de traçabilité

gamme	div.	tolérance	long.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				immersion 76 mm		immersion totale	
-10 à +60°C	0,5°C	± 0,8°C	305 mm	AL0740		AL0742	
-20 à +110°C	1°C	± 1°C	305 mm	AL0741		AL0743	

Thermomètres liquide rouge



- tige émaillée jaune en verre sodocalcique
- sans mercure, liquide rouge
- diamètre Ø6/7 mm
- sans mercure
- chambre d'expansion
- échelle de mesure fondue dans le verre
- livrés avec certificat de précision et de traçabilité

gamme	div.	tolérance	long.	réf	Prix HT	réf	Prix HT
				immersion 76 mm		immersion totale	
-10 à +60°C	0,5°C	± 0,8°C	305 mm	AL0750	l'unité	AL0161	l'unité
-10 à +110°C	0,5°C	± 0,8°C	305 mm	AL0751	l'unité	AL0758	l'unité
-100 à +30°C	1°C	± 2°C	305 mm	AL0752	l'unité	AL0759	l'unité
-50 à +110°C	1°C	± 1/1,5°C	305 mm	AL0753	l'unité	AL0760	l'unité
-20 à +110°C	1°C	± 1°C	305 mm	AL0754	les 5*	AL0761	les 5*
-20 à +110°C	1°C	± 1°C	305 mm	AL0755	l'unité	AL0160	l'unité
-20 à +150°C	1°C	± 1°C	305 mm	AL0756	l'unité	AL0162	l'unité

*vendu par 5 sans certificat

Thermomètres Biotemp liquide bleu



- tige émaillée jaune en verre sodocalcique
- diamètre Ø6/7 mm
- sans mercure
- liquide bleu
- crochet en plastique
- échelle imprimée en bleu fondue dans le verre
- étui plastique individuel
- livrés avec certificat de précision et de traçabilité

gamme	div.	tolérance	long.	réf	Prix HT	réf	Prix HT
				immersion 76 mm		immersion totale	
-1 à +51°C	0,1°C	± 0,5°C	460 mm	-		AL0790	l'unité
-1 à +101°C	0,1°C	± 0,5°C	610 mm	-		AL0791	l'unité
-1 à +51°C	0,2°C	± 0,6°C	460 mm	-		AL0792	l'unité
-1 à +101°C	0,2°C	± 0,6°C	460 mm	-		AL0793	l'unité
-10 à +60°C	0,5°C	± 0,8°C	305 mm	AL0780	l'unité	AL0794	l'unité
-10 à +110°C	0,5°C	± 0,8°C	305 mm	AL0781	l'unité	AL0795	l'unité
-100 à +30°C	1°C	± 2°C	305 mm	AL0782	l'unité	AL0796	l'unité
-50 à +110°C	1°C	± 1,5°C	305 mm	AL0783	l'unité	AL0797	l'unité
-20 à +110°C	1°C	± 1°C	305 mm	AL0784	l'unité	AL0798	l'unité
-20 à +110°C	1°C	± 1°C	305 mm	AL0785	les 5*	AL0799	les 5*
-20 à +150°C	1°C	± 1°C	305 mm	AL0786	l'unité	AL0800	l'unité
-10 à +250°C	1°C	± 2°C	405 mm	AL0787	l'unité	-	

*vendu par 5 sans certificat