

## Thermomètres Biotemp protection téflon, liquide bleu

- tige émaillée jaune
- protection téflon
- diamètre Ø6/7mm
- sans mercure
- liquide bleu
- crochet en plastique
- échelle imprimée en bleu fondue dans le verre
- étui plastique individuel
- livrés avec certificat de précision et de traçabilité



gamme	div.	tolérance	long.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				immersion 76 mm		immersion totale	
-20 à +110°C	1°C	± 2°C	305 mm	<b>AL0810</b>		<b>AL0813</b>	
-1 à +51°C	0,2°C	± 0,6°C	460 mm	-		<b>AL0814</b>	
-1 à +101°C	0,2°C	± 0,6°C	460 mm	-		<b>AL0815</b>	
-1 à +51°C	0,1°C	± 0,5°C	460 mm	-		<b>AL0816</b>	
-1 à +101°C	0,1°C	± 0,5°C	610 mm	-		<b>AL0817</b>	
-100 à +30°C	1°C	± 2°C	305 mm	<b>AL0811</b>		<b>AL0818</b>	
-50 à +110°C	1°C	± 2°C	305 mm	<b>AL0812</b>		<b>AL0819</b>	