

## Thermomètres ASTM mercure



- tige émaillée jaune
- mercure
- norme ASTM
- crochet en plastique
- échelle fondue dans le verre
- étui individuel

gamme	div.immersion	long.	points d'étalonnage	référence	Prix HT
-5 à +300°C	1°C	76 mm	390 mm 0, 75, 150, 225, 300 °C	AL0870	
-5 à +400°C	1°C	76 mm	415 mm 0, 100, 200, 300, 370 °C	AL0871	
-80 à +20°C	1°C	76 mm	230 mm -70, -35, 0, 20 °C	AL0872	
-2 à +300°C	1°C	totale	385 mm 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 °C	AL0873	
-2 à +400°C	1°C	totale	385 mm 0, 100, 200, 300, 370 °C	AL0874	
+90 à +370°C	2°C	57 mm	290 mm 100, 200, 300, 370 °C	AL0875	
-6 à +400°C	2°C	25 mm	310 mm 0, 100, 200, 300, 370 °C	AL0876	
+155 à +170°C	0,5°C	totale	155 mm 155, 163, 170 °C	AL0877	
+30 à +200°C	0,5°C	totale	395 mm 30, 60, 90, 120, 150, 180, 200 °C	AL0878	
+57 à +65°C	0,1°C	totale	275 mm 60, 64 °C	AL0879	
+79 à +87°C	0,1°C	totale	275 mm 82, 86 °C	AL0880	
+18 à +28°C	0,2°C	90 mm	212 mm 20, 25 °C	AL0881	
+39 à +54°C	0,2°C	90 mm	237 mm 40, 50 °C	AL0882	
+95 à +105°C	0,2°C	90 mm	212 mm 95, 100 °C	AL0883	
+130 à +140°C	0,1°C	totale	463 mm 130, 135, 140 °C	AL0884	
+147 à +182°C	0,5°C	76 mm	301 mm 155, 165, 175 °C	AL0885	
+52,6 à +55,4°C	0,05°C	totale	305 mm 0, 54,4, 55 °C	AL0886	
+90 à +170°C	0,2°C	50 mm	420 mm 100, 120, 140, 160, 170 °C	AL0887	
+95 à +255°C	0,5°C	100 mm	395 mm 100, 150, 200, 250 °C	AL0888	
+48,6 à +51,4°C	0,05°C	totale	305 mm 0, 50, 51 °C	AL0889	
+58,6 à +61,4°C	0,05°C	totale	305 mm 0, 60, 61 °C	AL0890	
+80,6 à +83,4°C	0,05°C	totale	305 mm 0, 82,2, 83 °C	AL0891	
+20 à +70°C	0,2°C	65 mm	305 mm 20, 35, 50, 70 °C	AL0892	
-10 à +5°C	0,1°C	totale	162 mm -10, 0, 5 °C	AL0893	
+77 à +260°C	1°C	totale	305 mm 100, 175, 255 °C	AL0894	
+145 à +205°C	0,2°C	totale	379 mm 0, 150, 170, 190, 205 °C	AL0895	
+195 à +305°C	0,5°C	totale	379 mm 0, 200, 235, 270, 305 °C	AL0896	

+295 à +405°C	0,5°C	totale	379 mm 0, 300, 335, 370, 400 °C	AL0897
-19,4 à -16,6°C	0,05°C	totale	305 mm -19, 17,8, 0 °C	AL0898
+150 à +205°C	1°C	40 mm	172 mm 160, 200 °C	AL0899
-20 à +10°C	0,1°C	76 mm	370 mm -20, -10, 0, 10 °C	AL0900
+80 à +110°C	0,1°C	76 mm	370 mm 80, 90, 100, 110 °C	AL0901
+100 à +130°C	0,1°C	76 mm	370 mm 100, 110, 120, 130 °C	AL0902
+120 à +150°C	0,1°C	76 mm	370 mm 120, 130, 140, 150 °C	AL0903
+145 à +205°C	0,2°C	76 mm	370 mm 145, 165, 185, 205 °C	AL0904
+195 à +305°C	0,5°C	76 mm	370 mm 200, 250, 300 °C	AL0905
+123 à +177°C	0,2°C	100 mm	395 mm 125, 140, 155, 175 °C	AL0906
+148 à +202°C	0,2°C	100 mm	395 mm 150, 165, 180, 200 °C	AL0907
+173 à +227°C	0,2°C	100 mm	395 mm 175, 190, 205, 225 °C	AL0908
+198 à +252°C	0,2°C	100 mm	395 mm 200, 215, 230, 250 °C	AL0909
+223 à +277°C	0,2°C	100 mm	395 mm 225, 240, 255, 275 °C	AL0910
+248 à +302°C	0,2°C	100 mm	395 mm 250, 265, 280, 300 °C	AL0911
+133,6 à +136,4°C	0,05°C	totale	305 mm 0, 135, 136 °C	AL0912
+170 à +250°C	0,2°C	100 mm	395 mm 170, 200, 250 °C	AL0913
-1 à +175°C	0,5°C	totale	405 mm 0, 50, 100, 150, 175 °C	AL0914
-80 à +20°C	0,5°C	totale	300 mm -75, -60, -40, 0 °C	AL0915
-38,3 à +30°C	0,1°C	100 mm	420 mm -38,30, 0 °C	AL0916
+98,6 à +101,4°C	0,05°C	totale	305 mm 0, 100, 101 °C	AL0917
-35 à -25°C	0,1°C	totale	300 mm -35, -30, -25 °C	AL0918
-25 à -15°C	0,1°C	totale	300 mm -25, -20, -15 °C	AL0919
-15 à -5°C	0,1°C	totale	300 mm -15, -10, -5 °C	AL0920
-27,4 à -24,6°C	0,05°C	totale	305 mm -27, -26,1, 0 °C	AL0921
-21,4 à -18,6°C	0,05°C	totale	305 mm -21, -20, 0 °C	AL0922
-1,4 à +1,4°C	0,05°C	totale	305 mm 0, 1 °C	AL0923
+91,6 à +94,4°C	0,05°C	totale	305 mm 0, 93,3, 94 °C	AL0924
+148,6 à +151,4°C	0,05°C	totale	305 mm 0, 150, 151 °C	AL0925
+144 à +156°C	0,2°C	100 mm	270 mm 145, 150, 155 °C	AL0926
+80 à +100°C	0,1°C	76 mm	255 mm 80, 90, 100 °C	AL0927
<b>Étalonnage usine</b>				
étalonnage usine Thermomètre - Certificat en 3 points				AL0930