

SOLUTIONS HOMOLOGUÉES UN2814 ISOTHERMES

Kits complets BIOTAINER®
UN2814 / UN2900 / UN3373 - pot en PP 95 kPa



- **boîte de transport** à micro cannelure traité anti-humidité, à rabats et patte de verrouillage, mentions obligatoires imprimées, porte-documents intégré
- **pot étanche** en polypropylène, résistant à une pression différentielle de 95 kPa, fermeture à vis, capuchon avec joint PE (modèle 250 ml), joint silicone et anneau d'inviolabilité (modèle 1800 ml)
- absorbants et bandes de calage
- imprimé UN3373 avec étiquette UN2814 selon utilisation



	kit complet 250 ml avec pot 250 ml 95 kPa	kit complet 1000 ml avec pot 1000 ml 95 kPa	kit complet 1800 ml avec pot 1800 ml 95 kPa
boîte isotherme	110 x 100 x h220 mm	150 x 150 x h170 mm	150 x 165 x h205 mm
pot polypropylène 95 kPa	250 ml - Ø40 x h185 mm	1000 ml - Ø125 x h120 mm	1800 ml - Ø125 x h145 mm
absorbant	1 absorbant	1 absorbant	1 absorbant
calage	1 bande de calage	2 bandes de calage	2 bandes de calage
Kits UN2814 / UN2900	CX1100 1	CX1105 1	CX1110 2

Kit complet 12 litres BIOTAINER®
UN2814 / UN2900 / UN3373 -
pot en acier 95 kPa



- **boîte de transport** à micro cannelure traité anti-humidité, à rabats et patte de verrouillage, mentions obligatoires imprimées, porte-documents intégré
- **pot étanche** en acier, résistant à une pression différentielle de 95 kPa, couvercle à levier avec anneau d'inviolabilité
- absorbants et bandes de calage
- imprimé UN3373 avec étiquette UN2814 selon utilisation



	kit complet 12000 ml pot acier 12000 ml 95 kPa
boîte en carton	270 x 260 x 370 mm
pot 95 kPa	12000 ml - Ø230 x h295 mm
absorbant	4 absorbant
calage	4 bandes de calage
Kit UN2814 / UN2900	CX1120

Kits
UN3373
avec pot

- **pot à fermeture** à vis 650 ml, avec opercule étanche et protection thermique aluminisée
- **boîte de transport** à rabats, patte de verrouillage, protection thermique aluminisée, impression UN 3373 noire



	Kit avec absorbant
boîte en carton	100 x 100 x h200 mm
pot	650 ml - Ø75 x h150 mm
sachet plastique à zip	Sachet A5 95 kPa
absorbant	1 cartouchière pour 7 tubes
Kits UN3373	BK0640AFBM