


Kits isothermes POLAIRPACK® UN3a373 et UN2814

boîte isotherme + pot + **sachet 95 kPa**

- transport des matières infectieuses réfrigérées ou congelées, jusqu'à -80°C
- kits 330 ml à 4 x 3000 ml

- boîte isotherme parfaitement isolée, très grande résistance aux chocs thermiques et mécaniques, livrée montée
- extérieur en carton blanc
- intérieur et couvercle en carton blanc qualité alimentaire, résistant à l'humidité
- isolation en mousse polyuréthane épaisseur jusqu'à 40 mm
- plaque de mousse sous couvercle 3 mm
- sachet étanche résistant à une pression différentielle de 95 kPa, format A5 : 240 x 175 mm ou A3 : 350 x 445 mm
- absorbant et calage
- modèles livrés avec étiquettes



Calages pour 1, 2 ou 4 boîtes

Boîte isotherme avec calage



kits 300 ml	Kit 330 ml - N°1	Kit 330 ml - N°2	Kit 330 ml - N°3	Kit 330 ml - N°4	Kit 330 ml - N°6
boîte isotherme	250 x 250 x h240 mm	250 x 250 x h240 mm	250 x 250 x h240 mm	250 x 250 x h240 mm	250 x 250 x h240 mm
pot plastique 330 ml	Ø62 x h110 mm	Ø62 x h110 mm	Ø62 x h110 mm	Ø62 x h110 mm	Ø62 x h110 mm
sachet 95 kPa	1 sachet 95 kPa - A5	1 sachet 95 kPa - A5	1 sachet 95 kPa - A5	1 sachet 95 kPa - A5	1 sachet 95 kPa - A5
calage en carton	1 calage pour 1 pot 330 ml	1 calage pour 1 pot 330 ml	1 calage pour 1 pot 330 ml	1 calage pour 1 pot 330 ml	1 calage pour 1 pot 330 ml
absorbant	1 absorbant 150 ml	1 cartouche 6 places	1 cartouche 6 places + 1 absorbant 150 ml	1 absorbant 150 ml	1 absorbant 150 ml
sachet plastique zip	-	-	-	1 sachet 100 x 200 mm	1 sachet 100 x 200 mm
étiquette	-	-	-	"Glace carbonique"	"Glace carbonique" "UN2814" grand format
Kits UN2814	CK1400	-	-	NK1700	CK1420*
Kits UN3373	VK1400	VK1410	VK1420	-	CK1420*

kits 1250 ml	kit 1250 ml - N°1	kit 1250 ml - N°2	kit 1250 ml - N°3	kit 1250 ml - N°4 avec portoir 14 tubes
boîte isotherme	310 x 310 x h320 mm	310 x 310 x h320 mm	310 x 310 x h320 mm	310 x 310 x h320 mm
pot plastique 1250 ml	Ø100 x h160 mm	Ø100 x h160 mm	Ø100 x h160 mm	Ø100 x h160 mm
sachet 95 kPa	1 sachet 95 kPa - A5	1 sachet 95 kPa - A5	1 sachet 95 kPa - A5	1 sachet 95 kPa - A5
calage en carton	1 calage pour 1 pot 1250 ml	1 calage pour 1 pot 1250 ml	1 calage pour 1 pot 1250 ml	1 calage pour 1 pot 1250 ml
porte tubes mousse	-	-	-	1 portoir mousse pour 14 tubes
absorbant	1 absorbant 150 ml	1 absorbant 150 ml	1 absorbant 150 ml	1 absorbant 150 ml
sachet plastique zip	1 x sachet 150 x 200 mm	2 sachets 180 x 280 mm	2 sachets 180 x 280 mm	2 sachets 180 x 280 mm
papier bulle	1 feuille 300 x 400 mm	1 feuille 300 x 400 mm	1 feuille 300 x 400 mm	1 feuille 300 x 400 mm
étiquette	"Glace carbonique"	-	"Glace carbonique"	-
Kits UN2814	CK1430	-	CK1900	CK1500
Kits UN3373	-	VK1430	VK1500	VK1800 [1]

kits grands volumes	kit 1 pot 2000 ml	kit 2 pots 3000 ml	kit 4 pots 3000 ml
boîte isotherme	380 x 380 x h340 mm	450 x 390 x h380 mm	530 x 530 x h420 mm
pot plastique	1 pot 2000 ml - Ø130 x h150 mm	2 pots 3000 ml - Ø130 x h170 mm	4 x pots 3000 ml - Ø130 x h170 mm
sachet 95 kPa	1 sachet 95 kPa - A3	2 sachets 95 kPa - A3	4 sachets 95 kPa - A3
calage en carton	1 calage pour 1 pot 2000 ml	1 calage pour 2 pots 3000 ml	1 calage pour 4 pots 3000 ml
absorbant	1 cartouche absorbante 6 places	8 absorbants x 150 ml	16 absorbants x 150 ml
sachet plastique zip	1 sac BIOTOUCH A3	2 sachets 230 x 320 mm	4 x sachets 230 x 320 mm + 1 sac BIOTOUCH A3
papier bulle	2 feuilles 300 x 400 mm	2 feuilles 300 x 400 mm	4 feuilles 300 x 400 mm
étiquette	-	"Glace carbonique"	"UN2814"
Kits UN2814	CK1440	CK1450	CK1700*
Kits UN3373	-	CK1600	CK1700*

* kits prédisposés pour transporter les matières biologiques catégorie B : les boîtes imprimées UN3373 contiennent une étiquette UN2814 pour les matières infectieuses catégorie A.

KITS HOMOLOGUÉS UN3373 / UN2814 ISOTHERMES



Kits isothermes UN3373 - P650 - catégorie B

- ▶ transport de matières infectieuses liquides ou solides
- ▶ parfaitement isotherme
- ▶ structure en mousse de polyuréthane
- ▶ conservation à -80°C pendant 3 jours (avec carboglace) et < 0°C pendant 96 à 150 heures, suivant modèle
- ▶ étanchéité parfaite de l'ensemble

- **emballage primaire** : sachet(s) en plastique transparent à fermeture par pression permettant de renfermer la matière infectieuse, liquide ou solide
- **emballage secondaire** : sachet en polyéthylène
- **absorbant** : absorbant(s) en fibre de cellulose
- **emballage tertiaire** : caisson isotherme avec calage interne en carton rigide pour maintenir le pot rigide à la verticale, le couvercle du caisson est recouvert d'une plaque de mousse expansée qui assure une étanchéité parfaite de l'ensemble



volume caisson	emballage secondaire	absorbant	dimensions hors-tout	référence	Prix HT
				kits UN3373	
2,5 litres	1 petit sachet UN3373	1 absorbant 100 ml	200 x 200 x h260 mm	VK1300	
16 litres	1 petit sachet UN3373	10 absorbants 100 ml	428 x 370 x h285 mm	VK1550	

Kit isotherme complet CRYOPACK® UN2814 / UN2900 - pot en PP 95 kPa



- **carton** à double cannelure, avec mentions obligatoires imprimées
- **isolation** par coque moulée en polystyrène épaisseur 60 mm
- **pot étanche** en polypropylène résistant à une pression différentielle de 95 kPa, couvercle en polystyrène
- feuille de tissu absorbant



	kit complet - pot 1800 ml 95 kPa
boîte isotherme	335 x 295 x h375 mm
pot polypropylène 95 kPa	1 pot 1800 ml - Ø125 x h145 mm
sachet plastique zip	1 sachet plastique zip
absorbant	1 absorbant
calage en carton	1 bande de calage en mousse
Kit UN2814 / UN2900	CX1150

Kits isothermes complets CRYOPACK® UN2814 / UN2900 - pot en acier 95 kPa



- **carton** à double cannelure, avec poignée et mentions obligatoires imprimées
- **sachet plastique**
- **isolation** polyuréthane épaisseur 30 mm avec couvercle
- **pot étanche** en acier résistant à une pression différentielle de 95 kPa, couvercle à levier avec anneau d'invulnérabilité
- calage et feuille de tissu absorbant à l'intérieur du pot



	kits 1 pot 6000 ml - 95 kPa	kits 1 pot 12000 ml - 95 kPa
boîte isotherme	335 x 295 x h385 mm	365 x 365 x h735 mm
pot acier 95 kPa	6000 ml - Ø230 x h170 mm	12000 ml - Ø230 x h295 mm
sachet plastique zip	1 sachet plastique zip	1 sachet plastique zip
absorbant	4 absorbants	4 absorbants
calage en carton	calage pour 1 pot 6000 ml	calage pour 1 pot 12000 ml
Kits UN2814 / UN2900	CX1160 1	CX1180