


## Sachet de transport d'échantillons 95 kPa



- sachets étanches en polypropylène
- résistants à la pression de 95 kPa
- fermeture bande adhésive
- poche arrière pour documents
- impression du logo Biohazard
- tampon absorbant

volume	dimensions	épaisseur	référence	Prix HT
0,25 litres	152 x 178 mm	0,145 mm	CT6170	les 100
0,5 litres	178 x 254 mm	0,145 mm	CT6171	les 100
0,75 litres	203 x 254 mm	0,145 mm	CT6172	les 100
1,25 litres	229 x 305 mm	0,145 mm	CT6173	les 100
3 litres	305 x 381 mm	0,145 mm	CT6174	les 100
4,5 litres	330 x 457 mm	0,145 mm	CT6175	les 100