

SOLUTIONS HOMOLOGUÉES : SACHETS 95 kPa

Sachets secondaires 95 kPa DIAGNOBAG® homologués UN3373



- inscriptions : BIOHAZARD et BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B
- sachets étanches en polyéthylène
- résistants à la pression de 95 kPa
- côtés prédécoupés pour ouverture facile
- modèles avec absorbant
- modèles avec poche porte document



format	format A5		format A4		format A3	
dimensions externes (h x l)	250 x 180 mm		400 x 245 mm		435 x 310 mm	
dimensions internes (h x l)	240 x 170 mm		385 x 235 mm		415 x 295 mm	
dim. poche porte document	175 x 175 mm		155 x 235 mm		-	
poids	19 g		27 g		37 g	
Sachets sans absorbant	CX1210	les 100	CX1220	les 50	CX1230	les 50
Sachets avec absorbant externe	CX1211	les 100	CX1221	les 50	CX1231	les 50
Sachets avec absorbant interne	CX1212	les 100	CX1222	les 50	CX1232	les 50



Sachets secondaires 95 kPa homologués UN3373



2



1

- sachets étanches et résistants à la pression différentielle (95 kPa)
- fermeture étanche avec ruban anti fraude
- plage de température : -40 à +55°C
- sachet avec impression sérigraphie noir et rouge BIOHAZARD, selon modèle
- sachet absorbant 150 ml en option
- à utiliser avec un emballage primaire et tertiaire

3

	format A5	format A4+	format A3
dimensions	240 x 175 mm	310 x 385 mm	350 x 445 mm
impression	-	BIOHAZARD	BIOHAZARD
poids	12 g	32 g	63 g
épaisseur	75 µm	85 µm	175 µm
Sachet 95 kPa	BK1270 1	BK1280 2	BK1290
Absorbant	BK1160 3	BK1160 3	BK1160 3



Sachets secondaires 95 kPa homologués UN3373 avec cartouchière

- transport de matières infectieuses liquides ou solides, livré sans boîte de transport



Emballage secondaire

- ces kits ne constituent qu'un emballage secondaire, ils ne permettent le transport de matières infectieuses que sous réserve de l'utilisation des services d'un transporteur homologué en mesure de fournir l'emballage tertiaire (mallette ou carton) complétant le kit selon l'instruction d'emballage P650
- si les échantillons de diagnostic (matières infectieuses type B) sont expédiés directement sans les services d'un transporteur homologué, l'utilisation des kits d'emballage complets P650 est indispensable
- ces kits ne peuvent être utilisés seuls que de manière interne, c'est à dire au sein d'un même site



	format A5	1 format A4+	Type A3
dimensions	175 x h277 mm	310 x h385 mm	310 x h385 mm
utilisation	tubes de prélèvement	tubes de prélèvement	écouvillons
absorbant	1 cartouchière 200 ml 6 poches	2 cartouchières 200 ml 6 poches	2 absorbants 75 x 100 mm
Sachet 95 kPa	BK1170	BK1180	BK1190