

Tubes stériles  
 en polypropylène

PLASTIQUE  
 polypropylène




- en polypropylène, transparent

| capacité | dim.              | stériles | bouchon | référence | Prix HT  |
|----------|-------------------|----------|---------|-----------|----------|
| 6 ml     | Ø12 x 82 mm       | stériles | rouge   | BL1430    | les 1000 |
| 10 ml    | Ø16,30 x 100,6 mm | stériles | rouge   | BL1431    | les 1000 |

Tubes à centrifuger avec jupe  
 en polypropylène

PLASTIQUE  
 polypropylène



- tubes en polypropylène, transparent
- bouchons en polyéthylène
- température de -20°C à +121°C
- résistent à une centrifugation jusqu'à 9500 g
- fond conique avec jupe
- graduationd blanches ( tous les 2,5 ml)
- zone d'écriture blanche
- apyrogènes, sans RNase ni DNase

| capacité | stériles | dim.                 | bouchon | référence | Prix HT |
|----------|----------|----------------------|---------|-----------|---------|
| 50 ml    | -        | Ø 35,2 x h 129,2 mm. | bleu    | BL3380    | les 500 |
| 50 ml    | stériles | Ø 35,2 x h 129,2 mm. | bleu    | BL3381    | les 500 |