

Collier de serrage
en PBT



- en PBT
- pour tubes flexibles en caoutchouc et en plastique

couleur	pour tube	référence	Prix HT
jaune	Ø ext. 6 mm	SW1075	l'unité
rouge	Ø ext. 4,5 mm	SW1076	l'unité

Pincettes métalliques
à ressort plat
pour joints sphériques



- en métal nickelé
- pince à rodage sphérique

couleur	joint sphérique	référence	Prix HT
métal	S13	SW1080	l'unité

Joint clip
pour rodage sphérique



- en polyoxyméthylène (POM)
- pour tubes flexibles en caoutchouc et en plastique
- température max. 80°C

couleur	pour tube	référence	Prix HT
rouge	S29	SW1140	l'unité
bleu	S19	SW1141	l'unité

Pincettes pour rodage conique
en polyacétal



- en polyacétal
- pour les joints coniques
- température max. 80°C

couleur	joint	référence	Prix HT
ocre	40/38	SW1160	les 10
violet	12/21	SW1161	les 10
rouge	29/32	AZ1571004	les 10
jaune	14/23	AZ1571006	les 10
bleu	19/26	AZ1571008	les 10
vert	24/29	AZ1571010	les 10
rouge brique	45/40	AZ1571048	les 10