

I exemple : un raccord diamètre nominal 8 mm convient exactement pour un tuyau de diamètre intérieur 8 mm

RACCORDS

Raccords droits et réducteurs coniques



• en polypropylène

Ø nominal	Ø int. tuyau	référence	Prix HT
raccords droits à embouts coniques			
	3 à 5	B87004	les 10
	5 à 7	B87006	les 10
	7 à 9	B87008	les 10
	9 à 11	B870010	les 10
	11 à 13	B870012	les 10
	13 à 15	B870014	les 10
réducteurs à embouts coniques			
4/8 - 8/12 mm		B870348	les 10
4/8 - 12/16 mm		B8703412	les 10
8/12 - 12/16 mm		B8703812	les 10

Accouplements coniques



• en polypropylène

Ø int. tuyau	référence	Prix HT
3 à 5 mm	B87044	les 10
5 à 7 mm	B87046	les 10
7 à 10 mm	B87048	les 10
9 à 12 mm	B870410	les 10
11 à 14 mm	B870412	les 10
13 à 16 mm	B870414	les 10

Raccords universels coniques



matériau	référence	Prix HT
polypropylène	B8700417	les 10
PVDF	B8710417	les 10

Soupapes anti-retour



- embouts coniques
- sollicitable e, pression 4 bar max.
- température de 0 à +40°C

Ø int. tuyau	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	impression en relief		impression noir	
6 à 8 mm	UB2050	l'unité	UB2052	l'unité
8 à 10 mm	B87140810	les 10	UB2053	l'unité
10 à 14 mm	UB2051	l'unité	UB2054	l'unité